



Gebruiksaanwijzing voor Zephyr BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Zephyr by Dry & Store® is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Wanneer u elektrische producten gebruikt, met name wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet u altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

ALLE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK LEZEN

GEVAAR - Vermijd het risico van elektrocutie:

- Niet gebruiken wanneer u een bad neemt.
- Het product niet plaatsen of bewaren op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Niet in het water zetten of water of andere vloeistof op het apparaat laten vallen.
- Dit apparaat niet vastpakken als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING - Voorkom het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel:

- Het apparaat door kinderen of invaliden onder toezicht laten gebruiken.
- Dit apparaat alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld.
- Het product nooit gebruiken als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen. Terugbrengen naar de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of naar een servicecentrum voor controle en reparatie.
- Het product nooit op een zacht oppervlak zetten, zoals een bank of bed. Pluksel en haar verwijderen uit luchtopeningen.
- Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken op een plaats waar aerosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- De wisselstroomadapter die bij de eenheid is inbegrepen, is speciaal voor dit product gemaakt. Niet gebruiken met andere producten, en geen adapter gebruiken van een ander elektronisch apparaat.

OPMERKING - Zephyr is niet ontworpen om ziekte te diagnosticeren, te voorkomen, te controleren, te behandelen of te verlichten.

OMGEVINGSTEMPERATUUR

Zephyr werkt bij een temperatuur tussen 36° en 40° C (97°

en 104° F). Het apparaat werkt correct binnenshuis bij een temperatuur van 18° tot 27° C (65° tot 80° F).

EWAAR DEZE INSTRUCTIES

Inleiding

Indien dagelijks gebruikt, verwijdert Zephyr beschadigende vochtaccumulatie, droogt oorsmeer en verwijdert geurtjes. Zephyr kan er voor zorgen dat hoorapparaten beter klinken, en het kan ook de levensduur van zink-lucht-batterijen in zeer vochtige locaties verlengen.

Voor het eerste gebruik (Belangrijk)

1. **Activeer het dehydratie-apparaat:** Een wegwerp Dry-Brik, die iedere twee maanden moet worden vervangen, is bijgeleverd. De Dry-Brik heeft twee belangrijke functies: (1) permanent verwijderen van de vochtmoleculen die tijdens de droogcyclus vrijkomen uit de apparaten, en (2) relatieve luchtvochtigheid in de doos verlagen tot een niveau dat lager is dan mogelijk is met een verwarmder, waardoor de droogcapaciteit wordt verhoogd.



Verwijder de folie-afdekking om de Dry-Brik te activeren (**Afbeelding 1**). Verwijder de folie niet voordat u de Dry-Brik gaat gebruiken; nadat de folie-afdekking is verwijderd, zal de Dry-Brik beginnen met het absorberen van vocht.



2. **Noteer de activeringsdatum:** Om u te waarschuwen wanneer het is tijd om de Dry-Brik te vervangen, is aan elke Dry-Brik een label bevestigd. Schrijf de datum op waarop de Dry-Brik in gebruik is genomen op deze kaart (**Afbeelding 2**).



OPMERKING: Vervang de Dry-Brik voor de beste resultaten om de twee maanden.



3. Plaats de Dry-Brik in de Zephyr (Afbeelding 3).
4. **Sluit de wisselstroomadapter aan:** De kleine, ronde plug past in de achterkant van de eenheid. Forceer de aansluiting niet, u moet de plug gemakkelijk naar binnen kunnen schuiven. Steek ten slotte de stekker van de wisselstroomadapter in een actief stopcontact.

Bediening van uw Zephyr

1. Wis excessief vocht en oorsmeer van uw gehoorapparaten voordat u deze in de voorste droogkamer plaatst. U kunt de batterijen er in laten zitten, maar open de batterijklep om luchtcirculatie mogelijk te maken.
2. Sluit het deksel en druk op de knop AAN/UIT op de rechterzijde van de unit. De groene indicator licht op gedurende de acht-uur cyclus, waarna de unit automatisch uitschakelt. Zephyr kan ook worden uitgeschakeld door de knop AAN/UIT een tweede keer in te drukken. De beste resultaten verkrijgt u van een volledige Zephyr-cyclus, maar drogen treedt op vanaf perioden van minstens één uur.

Gebruik van de Zephyr met Cochlear implantatie-apparatuur

Processors achter het oor en andere implantatie-hardware moeten droog worden bewaard om op de juiste wijze te kunnen functioneren. Regulier Zephyr-gebruik kan ook een significant verschil maken in de levensduur van zink-lucht-batterijen, vooral in heet en vochtig weer (individuele resultaten kunnen variëren). Laat zink-lucht-batterijen in de processor zitten (waar van toepassing) maar verwijder de batterij-afdekking. Plaats de processor, hoofdstuk en kabel in het voorste droogcompartiment, en volg de instructies voor verder gebruik.

Algemene productverzorging

Gebruik de Zephyr niet in locaties met hoge vochtigheid zoals een badkamer. Houd het deksel altijd gesloten, omdat de effectiviteit van de Dry-Brik wordt gereduceerd tengevolge van vochtadsorptie van de omringende lucht. Reinig de oppervlakken met een zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Sproei geen vloeistof in het plateau.

Zephyr-problemen opsporen en oplossen

- *Unit start niet (geen groen licht zichtbaar na indrukken van de AAN/UIT-knop):* Verifieer dat de wisselstroomadapter goed is verbonden met zowel de achterzijde van de unit als de wandcontactdoos. Zit er een schakelaar op de wandcontactdoos? Als dit nog steeds niet helpt, probeer dan een andere wisselstroomadapter (beschikbaar bij de plaats van aankoop, een service center, of bij www.dryandstore.com). *Alleen* vervangen door een door de fabrikant geleverde adapter.
- *Unit is luidruchtig:* Controleer of een obstakel de ventilator blokkert. Als deze nog steeds luidruchtig is, moet de ventilator worden vervangen.
- *Groen licht is aan, maar de unit droogt niet goed:* Is de Dry-Brik regelmatig vervangen? Het is belangrijk dat deze iedere twee maanden volgens de instructies wordt vervangen. Controleer of de ventilator beweegt. Als u geen ventilatorgeluid kunt horen, breng de unit dan terug naar de plaats van aankoop of naar een service-center voor evaluatie.

Als geen van de bovenstaande acties het probleem oplost:

In Noord-Amerika, bel 1-888-327-1299 of bezoek www.dryandstore.com

Buiten Noord-Amerika, neem contact op met de plaats van aankoop of met.