



Οδηγίες λειτουργίας Zephyr ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά παρουσία παιδιών, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο.
- Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε το προϊόν σε θέση από όπου μπορεί να πέσει ή α τραβηχτεί μέσα σε μανιέρα ή νεροχύτη.
- Μην το τοποθετείτε και μη ρίχνετε μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή αυτή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για τη μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού σε άτομα:

- Να επιβλέπετε στενά τη χρήση από, σε ή κοντά σε παιδιά ή ανάπηρα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το προϊόν αυτό εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις του έχουν υποστεί ζημιά, εάν δε λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς ή το κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν πάνω σε μαλακή επιφάνεια, όπως καναπέ ή κρεβάτι. Διατηρείτε τυχόν ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδι, τρίχες και παρόμοια υλικά.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο και μην το θέτετε σε λειτουργία σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται με τη μονάδα σας είναι

κατασκευασμένος ειδικά για το προϊόν αυτό. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ—ΤΟ ΖΕΦΗΡ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΝΟΣΟΥ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Zephyr λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας 36° C έως 40° C (97° F έως 104° F). Θα λειτουργεί κανονικά σε θερμοκρασίες εσωτερικού περιβάλλοντος από 18° C έως 27° C (65° F έως 80° F).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Εισαγωγή

Όταν χρησιμοποιείται καθημερινά, το Zephyr αφαιρεί τη βλαβερή συσσώρευση υγρασίας, στεγνώνει το ωτικό βύσμα και εξαλείφει τις οσμές. Το Zephyr βελτιώνει τον ήχο των περισσότερων ακουστικών οργάνων και μπορεί να παρατείνει επίσης τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Πριν από την πρώτη σας χρήση (Σημαντικό)

1. Ενεργοποιήστε το αποξηραντικό υλικό:

Συμπεριλαμβάνεται ένα αναλώσιμο αποξηραντικό υλικό Dry-Brik, που πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες. Το Dry-Brik εκτελεί δυο σημαντικές λειτουργίες: (1) αφαιρεί μόνιμα τα μόρια της υγρασίας που ελευθερώνονται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του κύκλου ξήρανσης και (2) μειώνει τη σχετική υγρασία στο εσωτερικό του κουτιού σε ένα αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που θα ήταν εφικτό με μόνο το θερμοαντήρα και κατ' επέκταση μεγιστοποιεί την ικανότητα ξήρανσης.

Για την ενεργοποίηση του Dry & Brik, αφαιρέστε το έλασμα κάλυψης (**Εικόνα 1**). Μην αφαιρέσετε το έλασμα μέχρις ότου να είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το Dry & Brik, επειδή αφότου αφαιρεθεί θα ξεκινήσει να απορροφά υγρασία.



2. Καταγράψτε την

ημερομηνία ενεργοποίησης: Για να ενημερωθείτε για το χρόνο αντικατάστασης, υπάρχει προσαρτημένη μια κάρτα σε κάθε Dry-Brik. Γράψτε πάνω στην κάρτα την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η παροχή υπηρεσίας από το Dry-Brik (**Εικόνα 2**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διασφάλιση της μέγιστη απόδοσης, αλλάζετε το Dry-Brik κάθε 2 μήνες. Τοποθετήστε το ενεργοποιημένο Dry-Brik στο Zephyr (**Εικόνα 3**).



3. **Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος:** Το μικρό κυκλικό βύσμα συνδέεται στην πίσω μεριά της μονάδας. Μην το ωθείτε με δύναμη, πρέπει να εισχωρεί εύκολα. Τέλος, συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια ενεργή ηλεκτρική παροχή.

Λειτουργία του Zephyr

1. Σκουπίστε την περίσσεια υγρασίας και ωτικού βύσματος από τα ακουστικά βοηθήματά σας προτού τα τοποθετήσετε στον εμπρόσθιο θάλαμο στεγνώματος. Μπορείτε να αφήσετε τις μπαταρίες μέσα, αλλά ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών για να επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα.
2. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το κουμπί ON/ OFF στη δεξιά πλευρά της μονάδας. Η πράσινη ένδειξη επάνω από το κουμπί ON/ OFF θα ανάψει κατά τη διάρκεια του κύκλου οκτώ ωρών και η μονάδα θα σβήσει αυτόματα. Το Zephyr μπορεί να απενεργοποιηθεί και πιέζοντας το κουμπί on/off μία φορά ακόμη. Τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν από έναν ολόκληρο κύκλο οκτώ ωρών, όμως το στεγνώμα επιτυγχάνεται από περιόδους ακόμη και μίας ώρας.

Χρήση του Zephyr με εξοπλισμό κοχλιακού εμφυτεύματος

Οι οπισθωνοτιαίοι επεξεργαστές και άλλος εξοπλισμός εμφυτευμάτων πρέπει να διατηρούνται στεγνοί για να λειτουργούν κανονικά. Τοποθετήστε τον επεξεργαστή, το εξάρτημα κεφαλής και το καλώδιο στο διαμέρισμα

στεγνώματος. Η κανονική χρήση του Zephyr use can μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα, ειδικά σε υγρό κλίμα (τα μεμονωμένα αποτελέσματα διαφέρουν). Αφήστε τις μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα μέσα στον επεξεργαστή (όπου έχει εφαρμογή) αλλά αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Γενική φροντίδα του προϊόντος

Μην θέτετε σε λειτουργία το Zephyr σε χώρους υψηλής υγρασίας όπως το μπάνιο. Διατηρείτε το καπάκι κλειστό συνεχώς, επειδή η αποτελεσματικότητα του Dry-Brik θα είναι μειωμένη λόγω της προσρόφησης υγρασίας από τον περιβάλλοντα αέρα. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με μαλακό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρούς παράγοντες καθαρισμού ή αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε υγρά στο δίσκο..

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Zephyr

- Η μονάδα δεν ενεργοποιείται (δεν ανάβει η πράσινη λυχνία): Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί on/off έχει πιεστεί καλά. Επαληθεύστε ότι ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένος στην πίσω πλευρά της μονάδας και στην πρίζα. Μήπως η πρίζα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω ενός διακόπτη στον τοίχο; Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα, δοκιμάστε έναν άλλο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (διατίθεται από το κατάστημα αγοράς, ένα κέντρο σέρβις ή στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.dryandstore.com). Αντικαταστήστε μόνο με προσαρμογέα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Η μονάδα είναι θορυβώδης: Ελέγξτε αν η λειτουργία του ανεμιστήρα εμποδίζεται από κάτι. Αν ο θόρυβος επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με ένα κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.
- Η πράσινη λυχνία ανάβει, αλλά η μονάδα δεν στεγνώνει κανονικά: Έχει αντικατασταθεί τακτικά το αποξηραντικό υλικό Dry-Brik; Είναι σημαντικό να αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας κινείται. Εάν δε μπορείτε να ακούσετε ήχο από τον ανεμιστήρα, επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε τη μονάδα ή με το κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.

Εάν καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επιλύσει το πρόβλημα:

Στη Βόρεια Αμερική, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 1-888-327-1299 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.dryandstore.com.

Εκτός της Βορείου Αμερικής, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με ένα κέντρο σέρβις για αξιολόγηση.