



Norādījumi par Zephyr Lietošanu

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās. Lietojot elektroierīces, sevišķi, ja tuvumā ir bērni, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, kas ietver:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

BĪSTAMI - Lai samazinātu elektriskā trieciena risku:

- Nelietojiet vannā.
- Nenovietojiet vai neglabājiet ierīci tādā vietā, no kurienes tā var iekrist vai tikt ierauta vannā vai izlietnē.
- Nelieciet to mitrumā, neiemetiet ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nepieskarieties šai ierīcei, ja tā ir iekritusi ūdenī. Izslēdziet no tīkla nekavējoties.

BRĪDINĀJUMS - Lai samazinātu apdegumu, elektriskā trieciena, aizdegšanās vai cilvēku ievainošanas risku:

- Cieši uzraugiet, ja šo ierīci lieto bērni vai invalīdi, vai viņu tuvumā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem, kā tas aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Nekad nelietojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts tīkla vads vai spraudnis, ja tā nedarbojas normāli, ja tā ir nomesta zemē vai bojāta, vai ir iemesta ūdenī. Nogādājiet to pirkšanas vietā vai servisa centrā pārbaudei un remontam.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz mīkstas virsmas, piemēram, dīvāna vai gultas. Neļaujiet gaisa cirkulācijas atverēs iekļūt pūkām, matiem un līdzīgām daļiņām.
- Nelietojiet to ārā vai tur, kur izmanto aerosolu (izsmidzināmus) produktus vai lieto skābekli. Šis maiņstrāvas pārveidotājs ir speciāli izgatavots šai ierīcei. Nelietojiet to ar citām ierīcēm, nizmantojiet tā vietā pārveidotājus no citām ierīcēm.
- Šai ierīcei pievienotais maiņstrāvas pārveidotājs ir speciāli izgatavots šai ierīcei. Nelietojiet to ar citām ierīcēm, nizmantojiet tā vietā pārveidotājus no citām ierīcēm.

PIEZĪME - Zephyr nav paredzēts slimību diagnostikai, profilaksei, ārstēšanai vai atvieglošanai.

LIETOŠANAS VIDE

Zephyr darbojas temperatūru diapazonā no 36° līdz 40° C (97° līdz 104° F). Tā darbosies pareizi iekštelpu temperatūrā no 18° līdz 27° C (65° līdz 80° F).

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Ievads

Lietojot katru dienu, Zephyr novērš kaitīga mitruma uzkrāšanos, izžāvē ausu vasku un neitralizē smakas. Zephyr var uzlabot skaņu dzirdes aparātiem un var arī pagarināt cinka-gaisa bateriju mūžu ļoti mitrās vietās.

Sakārtošana

- 1. Aktivējiet žāvēšanas līdzekli:** ievietots vienreiz lietojams Dry-Brik®, kas jānomaina ik pēc diviem mēnešiem. Dry-Brik veic divas svarīgas funkcijas: (1) paliekoši saista mitruma molekulas, kas atbrīvojas no ierīcēm žāvēšanas ciklā un (2) pazemina relatīvo mitrumu daudz zemākā līmenī nekā tas būtu iespējams ar sildītāju vien, tā maksimāli palielinot žāvēšanas iespēju.

Lai aktivētu Dry-Brik, noņemiet folijas apsegu

(**1. attēls**). Nenoņemiet apsegu pirms esat gatavi lietot Dry-Brik, jo pēc apvalka noņemšanas Dry Brik sāks uzsūkt mitrumu.



- 2. Pierakstiet aktivēšanas datumu:** lai jūs brīdinātu, ka pienācis laiks nomainītai, katram Dry-Brik ir pielikta kartīte. Uzrakstiet uz šīs kartītes, kas tika sākota Dry-Brik lietošana (**2. attēls**).



PIEZĪME - Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, mainīt Dry-Brik ik pēc 2 mēnešiem.

3. Ievietojiet aktivēto Dry-Brik ierīcē Zephyr (3. attēls).



- ### 4. Pievienojiet maiņstrāvas pārveidotāju.
- Iespraudiet maiņstrāvas pārveidotāju ligzdā, kurai pastāvīgi pieslēgta strāva, pēc tam ievietojiet ierīces aizmugurē mazo apaļo aizbāzni.

Zephyr lietošana

1. Pirms ievietošanas priekšējā žāvēšanas kamerā noslaukiet no Jūsu dzirdes aparāta lieko mitrumu un ausu vasku. Jūs varat atstāt baterijas ierīcē, bet atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, lai gaiss varētu cirkulēt.
2. Aizveriet vāku un nospiediet pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) ierīces labajā pusē. Zaļais indikators virs pogas spīdēs visā astoņas stundas ilgajā ciklā, pēc tam ierīce automātiski izslēgsies. Zephyr var arī izslēgt, nospiežot otrreiz pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT). Vislabākos rezultātus dod pilns astoņu stundu darba cikls, bet žāvēšana var notikt jau tik īsā laikā kā viena stunda.

Zephyr lietošana kohleārā implanta ierīcei

Lai tā darbotos pareizi, aiz auss novietotie procesori un cita implanta aparatūra ir jātur sausa. Ievietojiet procesoru, uz galvas nēsājamo daļu un kabeli priekšējā žāvēšanas nodalījumā. Regulāra Zephyr lietošana var nozīmīgi uzlabot cinka-gaisa bateriju mūžu, īpaši mitrās vietās (individuālie rezultāti var būt dažādi). Atstājiet cinka-gaisa baterijas procesorā (ja tā ir paredzēts), bet noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.

Vispārējā ierīces aprūpe

Nelietojiet Zephyr vietās ar augstu mitrumu, piemēram, vannas istabās. Turiet vāciņu aizvērtu visu laiku, jo Dry-Brik efektivitāte samazināsies, ja mitrums tiks uzsūkts no apkārtējā gaisa. Tīriet virsmas ar sausu drāniņu. Nekad nelietojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus. Nesmidziniet šķidrumus paplātē.

Zephyr kļūmju novēršana

- Ierīce nestrādā (nav zaļās gaismiņas): Pārliecinieties, vai ir stingri nospiesta poga on/off (ieslēgts/izslēgts). Pārbaudiet, vai maiņstrāvas pārveidotājs ir stingri iesprausts ierīces aizmugurē un ligzdā/tīklā. Vai ligzda nav ieslēdzama ar slēdzi? Ja joprojām nav panākumu, izmēģiniet citu maiņstrāvas pārveidotāju (dabūjams pirkuma vietā, servisa centrā vai no www.dryandstore.com). Nomainiet tikai ar ražotāja piegādātu pārveidotāju.
- *Zaļā gaismiņa spīd, bet ierīce nežāvē pietiekami labi.* Vai Dry-Brik ir ticis regulāri nomainīts? Ir svarīgi to nomainīt ik pēc diviem mēnešiem atbilstoši norādījumiem. Pārbaudiet, kā darbojas ventilators. Ja nav saklausāma ventilatora skaņa, nododiet ierīci pirkuma vietā vai servisa centrā tās pārbaudei.

Ja neviena no augstāk aprakstītajām darbībām neatrisina problēmu:

Ziemeļamerikā zvaniet pa telefonu 1-888-327-1299 vai apmeklējiet vietni: www.dryandstore.com
Ārpus Ziemeļamerikas ierīces pārbaudei vērsieties pārbaudei pirkuma vietā vai servisa centrā.