



Instruções de Funcionamento Zephyr

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Esta produto destina-se a utilização doméstica. Ao utilizar produtos eléctricos, especialmente quando estão presentes crianças, devem ser sempre seguidas as precauções de segurança básicas, incluindo:

ANTES DE UTILIZAR, LER TODAS AS INSTRUÇÕES

PERIGO – Para reduzir o risco de electrocussão:

- Não utilizar durante o banho.
- Não colocar nem guardar o produto onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório.
- Não colocar nem deixar cair em água ou outro líquido.
- Não o produto tiver caído dentro de água, não o tentar alcançar. Desligar imediatamente.

AVISO – Para reduzir o risco de queimaduras, electrocussão, fogo ou ferimentos a pessoas:

- Controlar atentamente a utilização por parte de ou perto de crianças ou inválidos.
- Utilizar apenas este produto para o fim a que se destina como descrito neste manual.
- Nunca utilizar este produto se tiver um cabo ou ficha danificados, se não estiver a funcionar correctamente, se tiver caído ou danificado ou se tiver caído dentro de água. Devolvê-lo ao local de compra ou centro de assistência para examinação e reparação.
- Nunca colocar o produto numa superfície macia como um sofá ou cama. Manter todas as aberturas afastadas de colchão, cabelos ou produtos semelhantes.
- Não utilizar no exterior nem funcionar onde estejam a ser utilizados aerossóis (spray) nem onde esteja a ser administrado oxigénio.
- O adaptador CA incluído com a unidade foi fabricado especificamente para este produto. Não utilizar com outro aparelho e não utilizar um adaptador de outro equipamento em substituição deste.

NOTA – Dry & Store não foi concebido para diagnosticar, prevenir, verificar, tratar ou aliviar doenças.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Dry & Store Global funciona num intervalo de temperaturas de 36° a 40° C (97° a 104° F). Funciona adequadamente

a uma temperatura ambiente interior de 18° a 27° C (65° a 80° F).

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Introdução

Utilize o Zephyr diariamente para remover humidade nociva acumulada, cera de ouvidos seca e odores. O Zephyr faz com os aparelhos auditivos soem melhor, e também pode prolongar a vida da pilha de zinco-ar em locais com um elevado grau de humidade.

Antes de usar pela primeira vez (Importante)

- 1. Activar o dessecante:** encontra-se incluído um Dry-Brik descartável que deve ser substituído a cada dois meses. O Dry-Brik desempenha duas funções importantes: (1) remoção das moléculas de humidade que se libertam dos aparelhos durante o ciclo de secagem e (2) reduzir a humidade relativa dentro da caixa para níveis bastantes mais inferiores do que seria possível apenas com um aquecedor, maximizando, desta forma, a capacidade de secagem.



Para activar o Dry-Brik, remova a película de alumínio (**Figura 1**). Não remova o alumínio enquanto não estiver pronto a utilizar o Dry-Brik, porque depois de o remover, o Dry-Brik irá começar a absorver a humidade..



- 2. Registe a data de activação:** para alertá-lo da altura de substituição, encontra-se ligado um cartão a cada Dry-Brik. Escreva nesse cartão a data em que o Dry-Brik foi activado (**Figura 2**).

NOTA: Para garantir o desempenho máximo, troque o Dry-Brik a cada 2 meses.



3. Coloque o Dry-Brik activado no Zephyr (Figura 3).

4. Ligue o transformador CA: A pequena ficha circular encaixa na parte de trás da unidade. Não force; deve entrar facilmente. Finalmente, ligue o transformador CA a uma tomada eléctrica funcional.

Funcionamento do Zephyr

1. Limpe o excesso de humidade e cera dos ouvidos dos aparelhos auditivos antes de os colocar na câmara de secagem frontal. Pode deixar as pilhas colocadas, mas retire a tampa do compartimento das pilhas para permitir a circulação de ar.

2. Feche a tampa e prima o botão de activação/desactivação (On/Off) situado no lado direito da unidade. O indicador verde acima do botão de activação/desactivação (On/Off) permanece aceso durante o ciclo de 8 horas, no final do qual a unidade se desligará automaticamente. Também pode desactivar o Zephyr premindo o botão de activação/desactivação (On/Off) novamente. Os melhores resultados em termos de secagem derivam de um ciclo completo de 8 horas, mas ela também pode ser alcançada em períodos de 1 hora apenas..

Utilização do Zephyr com Equipamento de implante coclear

Os processadores de colocação atrás da orelha e outro hardware de implante devem ser mantidos secos para funcionarem devidamente. Coloque o processador, peça auricular e cabo no compartimento de secagem frontal. A utilização regular do Zephyr também pode ter um impacto significativo na duração da pilha de zinco-ar, particularmente em locais húmidos (os resultados individuais irão variar). Deixe as pilhas de zinco-ar no processador (quando aplicável) mas remova a tampa do compartimento das pilhas.

Cuidados gerais do produto

Não utilizar o Zephyr em locais com um elevado grau de humidade, como uma casa-de-banho. Como a eficácia do Dry-Brik será reduzida devido à absorção de humidade do ar circundante mantenha a tampa sempre fechada. Limpe as superfícies com um pano suave. Nunca use agentes de limpeza fortes ou abrasivos. Não pulverize quaisquer líquidos sobre o tabuleiro.

Resolução de problemas do Zephyr

- *A unidade não inicia (luz verde não se acendeu):* Certifique-se de que premiu o botão de activação/desactivação (On/Off) devidamente. Assegure a ligação apropriada do transformador da corrente CA à traseira da unidade bem como à tomada/alimentação. A tomada/alimentação é controlada por um interruptor de parede? Experimente outro transformador de corrente CA se estas soluções não funcionarem (disponível no local de compra, um centro de assistência ou em www.dryandstore.com). O transformador só deve ser substituído por outro fornecido pelo fabricante.
- *Unidade emite ruídos:* Verifique se algo está a obstruir a ventoinha. Contacte o local de compra ou centro de assistência para solicitar uma avaliação se a unidade continuar a emitir ruídos.
- *A unidade não seca devidamente, embora a luz verde esteja acesa:* O Dry-Brik foi substituído regularmente? É importante substituir o Dry-Brik a cada 2 meses segundo as instruções. Inspeccione o movimento da ventoinha. Contacte o local de compra ou centro de assistência para solicitar uma avaliação se a ventoinha não emitir nenhum som.

Se nenhuma das soluções apresentada solucionar o problema:

Na América do Norte, ligue para o número 1-888-327-1299 ou visite www.dryandstore.com.

Fora da América do Norte, contacte o local de compra ou centro de assistência para solicitar uma avaliação..