

DRY & STORE®

Kasutusjuhend TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED

Käeolev toode on mõeldud kasutamiseks kodus majapidamises. Elektrilisi seadmeid kasutades, eriti laste juuresolekul, tuleb alati järgida esmaseid ohutusabinõusid, nagu:

LUGEGE JUHENDIT ENNE KASUTAMIST

OHTLIK – et vähendada elektrivooluga surmasaamise riski:

- Ärge kasutage vannis.
- Ärge asetage või säilitage toodet seal, kust see võib alla kukkuda või kust seda saaks alla tõmmata kas vanni või kraanikaussi.
- Ärge asetage või pillake vette või mõnda teise vedelikku.
- Ärge haarake antud tootest, kui see on juba vette kukkunud. Viivitamatult katkestage vooluühendus.

HOIATUS – et vähendada põletuste, elektrivooluga surmasaamise, tuleohtu või inimvigastuste riski:

- Kontrollige tähelepanelikult, kui toodet kasutavad lapsed või invaliidid või kui seda kasutatakse nende juures või läheduses.
- Kasutage käesolevat toodet vaid otstarbel, milleks toode on ette nähtud ning nii, nagu käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Ärge kunagi käivitage käesolevat toodet, kui selle juhe või pistik on katki, kui see ei tööta korralikult, kui see on maha kukkunud või katki või kui toode on kukkunud vette. Tagastage toode kauplusesse või teeninduskeskusesse kontrolliks ning paranduseks.
- Ärge kunagi asetage käesolevat toodet pehmele alusele, nagu diivan või voodi. Hoidke kõiki õhuavausi puhtana ning jälgige, et sinna ei satuks ebemeid, karvu ning muud sarnast.
- Ärge kasutage õues või käitage, kui kasutatakse aerosool (sprei) tooteid või kui antakse hapnikku.
- Komplektis olev vahelduvvoolu adapter on valmistatud kasutamiseks ainult koos käesoleva tootega. Ärge seda teiste seadmetega kasutage ning ärge kasutage mõnd suvalist elektriseadme adapterit selle asemel.
- Teatavates Dry & Store seadmetes kasutatakse desinfitseerimiseks bakteritsiidset ultravioletvalgust (UV). Avatud kaanega see valgus ei sütti. Ärge muutke ega lülitage välja ühtki komponenti, mis võib võimaldada kokkupuudet UV-valgusega.*
- Lambi* purunemisel tõmmake see kohe pistikupesast välja. Klaasitükkide eemaldamisel kandke kindaid. Hävitage nõuetekohaselt.

NB – See toode ei ole ette nähtud haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, jälgimiseks, ravimiseks ega leevendamiseks.

PÕHITINGIMUSED

Seadme töötemperatuuri vahemik on 95–104 °F (35–40 °C). Seade töötab nõuetekohaselt toatemperatuuril 65–86 °F (18–30 °C).

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES

* Teatavad mudelid bakteritsiidset lampi ei sisalda. Kui teie seade seda ei sisalda, jätke arvestamata kõik juhised või märkused, mis puudutavad “bakteritsiid-sust”, “sinist valgust”, “ultravioletvalgust”, “UV-d” või “lampi.”

Sissejuhatus

Toode on mõeldud igat liiki kuulmist abistavatele instrumentidele, kaasa arvatud kuuldeaparaadid, mürasummutid, kõrvamonitorid ja implanteeritavad seadmed. Kui seda iga päev kasutada, võib see aidata parandada enamiku kuulmist abistavate instrumentide heli, pikendada nende kasutusiga ja suurendada töökindlust, niisketes tingimustes võib ka pikeneda tsink-õhk akude kasutusiga. Ainulaadse Dry-Max™ tehnoloogiaga Dry & Store eemaldab kahjuliku kogunenud niiskuse, kuivatab kõrvavaiku ja desinfitseerib pindu bakteritsiidse lambiga (kui see on olemas).

Enne esmakordset kasutamist (tähtis)

1. **Aktiveerige desikant:** Komplektis on ühekordse kasutusega Dry-Brik, mida peab välja vahetama iga kahe kuu tagant. Dry-Brik täidab kolme tähtsat funktsiooni: (1) eemaldab püsivalt kuuldeaparaadist kuivatamise ajal eraldunud niiskuse molekulid; (2) alandab kuivatuskarbi niiskusesisaldust palju rohkem, kui seda on võimalik saavutada küttekehaga, ja suurendab sellega kuivatamisvõimet; ja (3) imab endasse lõhnu.

Dry-Briki aktiveerimiseks eemaldage sellelt fooliumkate (**joonis 1**). Ärge eemaldage fooliumi enne, kui olete valmis Dry-Briki kasutama, sest pärast fooliumi eemaldamist hakkab Dry-Brik kohe niiskust neelama.



2. **Märkige üles aktiveerimiskuupäev.** Kuivatusbriki asendamise aja meeldetuletamiseks aja Dry Brikil silt. Kirjutage Dry-Briki kasutuselevõtmise kuupäev sellele sildile (**joonis 2**).



MÄRKUS. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks vahetage Dry Brik iga 2 kuu järel.



3. **Sisestage aktiveeritud Dry Brik** oma seadmesse, nagu näidatud **joonisel 3**.

4. **Ühendage vahelduvvooluadapter.** Väike ümmargune pistik tuleb ühendada seadme tagaküljele (**joonis 4**). Mitte suruda, see peaks kergesti sisse libisema. Lõpuks ühendage vahelduvvooluadapter töötavasse elektrikontakti.



Kasutusjuhend

1. Enne kuivatuskambris asetamist pühkige kuuldeaparaadilt liigne niiskus ja vaik. Avage kaas ja asetage kuuldeaparaat



või implantaadi riistvara paremapoolsesse suurde anumasse. Patareid võite sisse jätta, kuid õhu ringvoolu tagamiseks avage patareide sahtli kate.

2. Sulgege kaas ja vajutage kergelt käivitusnuppu, mis asub seadme esiküljel (joonis 5). Roheline kuma on käivitusnupu taga näha kogu kuivatamistsükli jooksul, mis kestab ligikaudu 8 tundi. Parimad tulemused saadakse täieliku 8-tunnise tsükliga, kuid kasu on ka lühikestest, näiteks 30-minutilistest tsüklitest. Kaane avamisel kogu töö katkeb ja taimer läheb algasendisse.



Kui teie seadmel on desinfitseeriv UV-lamp, põleb seadme peal 1½ minuti jooksul pärast seadme käivitamist sinine tuli, mis näitab desinfitseerimistsükli tööd.

3. Tähtis on vahetada Dry-Brik kahe kuu möödumisel aktiveerimiskuupäevast, et teie kuulmist abistavad instrumendid oleksid kvaliteetselt hooldatud. Visake tühi Dry-Brik olmeprügi hulka.

Puhastamisest UV kiirgusega*

Kõrvasisestel ja kuulmist abistavatel instrumentidel esineb baktereid ja muid pisikuid. Teatavatel mudelitel on kaasas bakteritsiidne UV-lamp, mis selliseid organisme hävitab ning vähendab paljudel kasutajatel selle tulemusena kihelust ja ärritust. Desinfitseeriv toime on kõige tugevam lambi lähedal ja kaugemal väheneb. Samas ei ole see seade sterilisaator ja tootja ei taga teatavat bakterite hävitamise astet. See ei ole ette nähtud haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, jälgimiseks, ravimiseks ega leevendamiseks. UV-lambi võib eemaldada kuivatamisomadusi halvendamata, sest see ei sisaldu soojendustsükliis.

Kasutamine koos implanteeritavate seadmetega

Implantaadi riistvara tuleb hoida õigeks toimimiseks kuiv ja selle seadme regulaarne kasutamine võib eemaldada keskkonnast ja/või higistamise tulemusena koguneva niiskuse. Kasutajad võivad täheldada ka tsink-õhk aku kasutusea pikenemist, eriti kuuma ja niiske ilmaga. Tulemused võivad üksikjuhtudel erineda. Siinkohal mõned konkreetset soovitusi:

- **Kõrvatagused kõneprotsessorid:** Jätke zinc-air-tüüpi patareid protsessorisse (kui see on rakendatav), kuid eemaldage patareide kate. Asetage protsessor, kuular ja juhe parempoolsesse kuivatusanumasse. Anuma vasakpoolsesse osasse ärge asetage midagi peale dessikandi.
- **Kehal kantavad kõneprotsessorid:** Kuivatamiskambrisse võib panna nii palju osi kui mahub õhuvoolu takistamata. Suuruse piirang võib tähendada, et protsessorit on vaja hooldada muust riistvarast eraldi. Sellisel juhul tuleb mikrofonikomplekti hooldada protsessorist sagedamini, sest see on niiskusekahjustuste suhtes tundlikum. Teatavatel protsessoritelt võib olla vaja akupakett eemaldada, kui nende suurus koos akupaketiga on kuivatuskambri jaoks liiga suur.

Toote üldhooldus

Parimate tulemuste saamiseks ärge kasutage seda seadet niisketes kohtades, näiteks vannitoas. Hoidke kaas pidevalt suletuna, kuna desinfitseerimise efektiivsus väheneb niiskuse neelamisel ümbritsevast õhust. Puhastage pehme riidelapiga. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega abrasiivaineid. Ärge piserdage alusele ega UV-lambile vedelikku.

Veaotsing

- *Pärast käivitusnupu vajutamist ükski tuli ei sütti.* Kas kaas on kindlalt suletud ja kas on vajutatud käivitusnuppu? Kui on, kontrollige, kas vahelduvvooluadapter on kindlalt ühendatud nii seadmega kui ka pistikupessa/vooluvõrku ning et pistikupessa/vooluvõrku ei ole seinalülitist välja lülitatud. Järgmiseks proovige kasutada mõnda teist vahelduvvoolu adapterit (müügil vastavates kauplustes, hoolduskeskuses või veebis www.dryandstore.com). Asenduseks kasutage üksnes tootja poolt pakutatavat adapterit. Kui seade ikka veel ei käivitu, võib sellel olla sisemine elektroonikarike, seetõttu viige seade läbivaatamiseks selle müügikohta või hoolduskeskusesse.
- *Seade on lärmas:* Müra probleemid on tavaliselt seotud ventilaatoriga. Heli resonanceerub seadmes, seega võib esineda teataval määral müra, kuigi tootes on kasutatud kvaliteetset kuullaagriga ventilaatorit. Kui ventilaatori müra varieerub kas intensiivsuse või sageduse osas, lülitage seade vooluvõrgust välja ja kontrollige, kas pole mingeid takistusi. Kui neid ei ole, tuleks seade teenindusse viia.
- *Seade ei kuivata õigesti.* Kas Dry-Briki on vahetatud korrapäraselt? On väga tähtis, et see vahetatakse välja vastavalt juhendi nõuetele. Kui ventilaatorit pole üldse kuulda, tagastage seade ekspertiisiks müügikohta või teeninduskeskusesse.

For units that include a UV lamp:

- *Sinine valgus ei põle töötssükli esimese 1½ minuti jooksul, kuid roheline tuli põleb.* Veenduge, et UV-lamp on kindlalt pessa kinnitatud. Kui mitte, siis võtke lamp välja ja pange uuesti tagasi, siis käivitage seade uuesti, kaan tihedalt kinni. Kui sinine tuli esimese 1½ minuti jooksul põlema ei hakka, vahetage UV-lamp välja (müügil vastavates kauplustes, hoolduskeskuses või veebis www.dryandstore.com). Asenduseks kasutage üksnes tootja poolt pakutatavat spetsiaalset lampi. Kui põlema ei hakka ei sinine ega ka roheline tuli, vaadake osa „Ükski tuli ei põle...“ eespool.
- *UV lambis on metallhelmes.* Osal lampidest on olenevalt tootjast lambipirni sees metallhelmes ning see on täiesti normaalne. See on tingitud nende keskkonnatundlikust tootmisprotsessist.

Kui ülaltoodud lahendused probleemi ei lahenda:

Põhja-Ameerikas helistage klienditeeninduskeskusesse telefonil 1-888-327-1299 või külastage meie lehekülge www.dryandstore.com

Väljaspool Põhja-Ameerikat võtke ekspertiisi teostamise osas ühendust müügikohta või teeninduskeskusega.

* Teatavad mudelid bakteritsiidset lampi ei sisalda. Kui teie seade seda ei sisalda, jätke arvestamata kõik juhised või märkused, mis puudutavad “bakteritsiid-sust”, “sinist valgust”, “ultravioletvalgust”, “UV-d” või “lampi.”