

DRY & STORE®

操作説明書

重要な安全対策

この製品は家庭用です。特に小児がいる場所で電気製品を使用する場合は、常に次の基本的な安全注意事項に従ってください。

ご使用前に説明をすべてお読みください

危険 – 感電死の危険性を回避するために:

- 入浴中に使用しないでください。
- 製品を浴槽または流しに落としたりする恐れのある場所に置いたり保管したりしないでください。
- 水あるいは他の液体の中に入れてたり落としたりしないでください。
- もし水中に落ちた場合は、この製品に手を伸ばさず、すぐにコンセントを外してください。

警告 – 火傷、感電死、火災または人的損傷の危険性を回避するために:

- 小児または病人による使用、または彼らに対してあるいは彼らの近くで使用する場合は、しっかり監督してください。
- この製品は、本マニュアルに記載されている使用目的のみご使用ください。
- コードまたはコンセントが壊れている場合、正常に作動しない場合、落としたり損傷した場合、水中に落下した場合には、この製品は絶対に使用しないでください。購入先またはサービスセンターに返品して、検査および修理を受けて下さい。
- この製品をソファまたはベッドなどの柔らかい面に絶対に置かないでください。綿ほこり、髪の毛などのない状態に室内を保ってください。
- 戸外で使用したり、エアゾール(スプレー)製品が使われているまたは酸素が吸入されている場所で作動させないでください。
- 装置に付属のACアダプタは、この製品のために特別に製造されたものです。同じ場所で他の機器と一緒に使ったり他の電気機器のアダプタを使ったりしないでください。
- Dry & Store 装置の消毒には、殺菌紫外線 (UV) を使います。このライトは、蓋が開いているときには点灯しません。紫外線* にさらされる構成部品は変更したり修正したりしないでください。
- ランプ* が壊れた場合は、すぐにコンセントを抜いてください。ガラスの破片を取り除く時は手袋をはめて下さい。正しく処理してください。

注記 – 本製品は、疾病を診断、予防、監視、治療、または緩和するためのものではありません。

作動条件

本製品の作動温度範囲は、華氏 95 度~104 度(摂氏 35 度~40度)です。本製品は、室内の周囲温度が華氏 65 度~86 度(摂氏 18 度~30 度)の場合、正常に機能します。

これらの操作説明は大切に保管しておいてください

はじめに

本製品は、補聴器、雑音マスキング、イヤホン、および人工内耳装置を含むすべての種類の補聴器用に設計されています。毎日使用すると、ほとんどの補聴器の音が良く長く聞こえるようになり、高い信頼性で動作し、湿度の高い状態で空気電池の寿命を延ばすことができます。他に類を見ない Dry-Max™ 技術により、Dry & Store は損傷の原因となる溜まった湿気を取り除き、耳垢を乾燥させて殺菌ランプが当たる表面を消毒します(適切な場合)。

お使いになる前に(重要)

- 乾燥剤を開封する:** 2 か月ごとに交換が必要な使い捨ての Dry-Brik が入っています。Dry-Brik には 3 つの重要な機能があります:(1) 乾燥サイクル中に装置から放出された湿気粒子を持続的に除去し、(2) ボックス内の相対湿度をヒーターだけで下げることのできる湿度よりもはるかに低いレベルまで下げて乾燥機能を最大にし、(3) 臭気を除去します。

Dry-Brik を作動させるには、フォイルカバーを取り外します(図 1)。Dry-Brik を使用する準備が整うまでフォイルカバーを取り外さないでください。いったん取り外すと、Dry-Brik は湿気を吸収しはじめます。



- 開始日を記録します:** 交換時期を知らせるために、各 Dry Brik にカードが装着されています。Dry-Brik の使用開始日をこのカードに記入してください(図 2)。




注記: 最高性能を維持するために、Dry-Brik を 2 か月ごとに交換してください。

- 図 3 のようにお使いの装置に開封済みの Dry-Brik を置きます。



- 交流アダプタを接続します:** 小さな円形プラグを装置の後部に差し込みます(図 4)。無理に差し込まないでください。簡単に差し込むことができます。最後に、交流アダプタを使用可能な電気コンセントに差し込んでください。



取扱説明

- 乾燥ケースに入れる前に、補聴器から余分な湿気および耳垢を拭き取ってください。蓋を開けて補聴器または人工内耳スピーチプロセッサとマイクを右の広いトレイに置いてください。電池を



* 殺菌ランプを装備していないモデルがあります。ご使用の機器がこれに該当する場合は、「殺菌」、「青色のライト」、「紫外」、「UV」、または「ランプ」に関する説明またはコメントを無視してください。

そのまま入れておいても構いませんが、電池カバーを開けて空気の入れ換えをしてください。

- 蓋を閉じて、装置の前面にある開始ボタンを軽く押してください(図 5)。開始ボタン後方に見える緑色の光は、約 8 時間の乾燥サイクル中ずっと点灯します。8 時間のサイクルが完了すると最良の結果が得られますが、30 分の短い時間でも効果があります。蓋を開けると、すべての操作が停止して、タイマーがリセットされます。

紫外線消毒ランプ機能が装備されている場合は、起動後 1 分半の間、装置上部に青色のライトが点灯し、消毒サイクルが作動中であることを表わします。

- Dry-Brik を使用開始日から 2 か月で交換して、ご使用中の補聴器を最高水準で管理するようにすることが大切です。ご使用後の Dry-Brik は家庭用ゴミとして廃棄してください。

紫外線清潔サイクルについて*

補聴器に耳垢が付いていると、細菌とバクテリアが繁殖します。いくつかのモデルでは殺菌紫外線ランプが装備され微生物を殺傷するため、使用者の痒みや炎症を和らげることができます。消毒効果は、ランプ付近で最も強く、遠ざかるにつれ弱くなります。ただし、本製品は滅菌器ではなく、メーカーはバクテリアの殺傷度について言及していません。本製品は、疾病を診断、予防、監視、治療、または緩和するためのものではありません。紫外線ランプは、加熱サイクルを構成するものではないので、乾燥性能に悪影響を与えずに取り除くことができます。

人工内耳装置との併用

人工内耳ハードウェアが正しく機能するためには乾燥状態を保つ必要があります。本製品を定期的に使用すると、環境や発汗により蓄積された湿気を取り除くことができます。使用者は、特に高温で湿度の高い気候で、空気亜鉛電池が長持ちすると感じる場合があります。ただし個々のご使用状況により異なります。

- 耳介後部スピーチプロセッサ。**空気亜鉛電池をプロセッサ(適切な場合)の中に残しますが、電池カバーは取り外します。プロセッサ、ヘッドピースおよびケーブルを右側の乾燥区画に入れます。トレーの左側には、乾燥剤以外は何も置かないでください。
- 装着式スピーチプロセッサ:** 気流が風通し良く流れるように、乾燥区画にできるだけ多くの部品を置いて込み合わず快適にフィットさせます。サイズ制限のためプロセッサを他のハードウェアとは別に保守を行う必要があります。この場合、マイクロフォンの組立品は、湿気による損傷に一層敏感であるため、他のプロセッサよりも頻繁に保守を行う必要があります。組立後のサイズが乾燥区画よりも大きすぎる場合は、電池パックをプロセッサから取り除かねばならない場合もあります。

一般的な製品の手入れ

最良の状態でお使いいただくため、本製品は浴室などの湿度の高い場所で使用しないでください。周囲の空気から湿気を吸収して乾燥剤の効果が弱まるため、常時、蓋を閉じておいてください。柔らかい布で拭いてください。絶対に強力な洗剤や研磨剤を使わないでください。トレーまたは紫外線ランプに液体を散布しないでください。

トラブルシューティング

- 開始ボタンを押した後にライトが点灯しない場合:蓋を固く閉じて開始ボタンを押していますか。はい、の場合、交流アダプタが本製品とコンセント/主電源の両方にしっかりと接続されているか、コンセント/主電源が離れた場所にある壁のスイッチに制御されていないか確認してください。次に、別の交流アダプタ(購入店、サービスセンター、または www.dryandstore.com から入手)を試してください。メーカーが支給するアダプターのみと交換してください。それでも装置が起動しない場合、内部の電子部品の欠陥も考えられますので、ご購入店またはサービスセンターにご返送の上、点検を受けてください。
- 装置に雑音がある。雑音のトラブルは、通常ファンが関連しています。音が装置の内部で共鳴しますので、本製品に使用する高品質のボールベアリングファンからでも、ある程度の雑音が予測されます。ファンのノイズが強度と周波数によって変化する場合、装置の電源を切断して障害物を確認します。障害物がない場合、装置を修理に出してください。
- 装置が正常に乾燥しない場合: Dry Brik を定期的に交換していますか。取扱説明書に従って2ヶ月ごとに交換することが重要です。ファンの動きを確認してください。ファンの音が聞こえない場合、装置を購入した店またはサービスセンターに返却して、評価を受けます。

紫外線ランプを含むユニットについて:

- 青色のライトが作動サイクルの最初の 1 分半は点灯せず緑色のライトが点灯します。紫外線ランプがソケットにしっかりと固定されていることを確認します。固定されていない場合は、ランプを取り外して再配置し、しっかりと蓋を閉めた状態で装置を再起動します。青色のライトが最初の 1 分半の間に点灯しない場合は、紫外線ランプ(購入店、サービスセンター、または www.dryandstore.com から入手)を交換します。メーカー支給の特別なランプとのみ交換してください。青色および緑色のライトが点灯しない場合、前述の「装置が起動しない...」を参照してください。
- 紫外線ランプの中に金属製ビーズが入っている場合: ランプのメーカーによってはチューブの中に金属製ビーズが入っているものもありますが、製品の不良ではありません。空中汚染物質を最小にする環境にやさしい製造工程の成果です。

上記のいずれを試してもトラブルが解決しない場合:

北米の場合、1-888-327-1299 にご連絡いただくか、www.dryandstore.com を参照してください

北米北米以外のお客様は、評価については購入店またはサービスセンターへお問い合わせください。

* 殺菌ランプを装備していないモデルがあります。ご使用の機器がこれに該当する場合は、「殺菌」、「青色のライト」、「紫外」、「UV」、または「ランプ」に関する説明またはコメントを無視してください。