

DRY & STORE®

Norādījumi Lietotājiem SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās. Lietojot elektroierīces, sevišķi, ja tuvumā ir bērni, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, kas ietver:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

BĪSTAMI – Lai samazinātu elektriskā trieciena risku:

- Nelietojiet vannā.
- Nenovietojiet vai neģlabājiet ierīci tādā vietā, no kurienes tā var iekrist vai tikt ierauta vannā vai izlietnē.
- Nelieciet to mitrumā, neieņemiet ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nepieskarieties šai ierīcei, ja tā ir iekritusi ūdenī. Izslēdziet no tīkla nekavējoties.

BRĪDINĀJUMS – Lai samazinātu apdegumu, elektriskā trieciena, aizdegšanās vai cilvēku ievainošanas risku:

- Cieši uzraugiet, ja šo ierīci lieto bērni vai invalīdi, vai viņu tuvumā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem, kā tas aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Nekad nelietojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts tīkla vads vai spraudnis, ja tā nedarbojas normāli, ja tā ir nomesta zemē vai bojāta, vai ir iemesta ūdenī. Nogādājiet to pirkšanas vietā vai servisa centrā pārbaudei un remontam.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz mīksta virsmas, piemēram, dīvāna vai gultas. Neļaujiet gaisa cirkulācijas atverēs iekļūt pūkām, matiem un līdzīgām daļiņām.
- Nelietojiet to ārā vai tur, kur izmanto aerosolu (izsmidzināmus) produktus vai lieto skābekli.
- Šai ierīcei pievienotais maiņstrāvas pārveidotājs ir speciāli izgatavots šai ierīcei. Nelietojiet to ar citām ierīcēm, nizmantojiet tā vietā pārveidotājus no citām ierīcēm.
- Dažās Dry & Store ierīcēs sanācijai izmanto baktericīdo ultravioleto (UV) gaismu. Šī gaisma nespīdēs pie atvērta vāka. Nepārveidojiet un neizslēdziet komponentus, kas nodrošina apstarošanu ar UV gaismu.*
- Ja šī lampa* saplīst, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Savācot stikla lauskas, lietojiet cimdus. Iznīciniet piemērotā veidā.

IEVĒROJIET – šī ierīce nav paredzēta slimību diagnostikai, profilaksei, monitoringam, ārstēšanai vai atvieglošanai.

LIETOŠANAS VIDE

Šīs ierīces darba temperatūra ir robežās no 95° līdz 104° F (35 līdz 40 °C). Šī ierīce darbosies pareizi iekštelpu temperatūrā no 65° līdz 86° F (18 līdz 30 °C).

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Ievads

Šī ierīce ir izveidota visu veidu dzirdes uzlabošanas instrumentiem, ieskaitot dzirdes aparātus, trokšņa maskētājus, ausu monitorus un implantu ierīces. Lietojot katru dienu, tā var palīdzēt visiem dzirdes uzlabošanas instrumentiem skanēt labāk, kalpot ilgāk un darboties uzticamāk, kā arī palīdzināt cinka baterijas darba mūžu augsta mitruma apstākļos. Ar ekskluzīvo Dry-Max™ tehnoloģiju Dry & Store novērš kaitīgā mitruma uzkrāšanos, izžāvē ausu vasku un sanē virsmas, kas ir pavērstas pret baktericīdo lampu (kur piemērojams).

Pirms pirmās lietošanas reizes (svarīgi)

1. **Aktivējiet žāvētāju:** Komplektā ir vienreiz lietojams Dry-Brik, kas jānomaina ik pēc diviem mēnešiem. Dry-Brik veic trīs svarīgas funkcijas: (1) paliekoši saista mitruma molekulas, kas atbrīvojas no ierīcēm žāvēšanas ciklā un (2) pazemina relatīvo mitrumu ierīcē daudz zemākā līmenī nekā tas būtu iespējams ar sildītāju vien, tā maksimāli palielinot žāvēšanas iespēju, un (3) saista smakas.

Lai aktivētu Dry-Brik, noņemiet folijas apsegu (1. attēls). Nenoņemiet apsegu pirms esat gatavi lietot Dry Brik, jo pēc apvalka noņemšanas Dry Brik sāks uzsūkt mitrumu.



2. **Pierakstiet aktivēšanas datumu:** lai jūs brīdinātu, ka pienācis laiks nomainītai, katram Dry Brik ir pielikta kartīte. Uzrakstiet uz šīs kartītes datumu, kad tika sāka Dry-Brik lietošana (2. attēls).



PIEZĪME: lai nodrošinātu maksimālu veikspēju, mainiet Dry-Brik ik pēc 2 mēnešiem.



3. **Ielieciet aktivēto Dry Brik ierīcē,** kā parādīts 3. attēlā.
4. **Pievienojiet maiņstrāvas pārveidotāju:** mazais apaļais spraudnis ir iespraudzams ierīces aizmugurē (4. attēls). Nelietojiet spēku, tam ir jāieslīd viegli. Noslēgumā iespraudiet maiņstrāvas pārveidotāja spraudni aktīvā kontaktligzdā.



Lietošanas norādījumi

1. Pirms ievietošanas žāvēšanas kamerā noslaukiet no Jūsu dzirdes aparāta lieko mitrumu un ausu vasku. Atveriet

* Dažos modeļos nav baktericīdā lampa. Ja tas attiecas uz jūsu ierīci, ignorējiet visus norādījumus vai piezīmes ar atsauci uz "baktericīda", "zilā gaisma", "ultravioleta", "UV" vai "lampa".

vāciņu un ievietojiet savus dzirdes aparātus vai implantu lielajā nodalījumā pa labi. Jūs varat atstāt baterijas ierīcē, bet atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, lai gaiss varētu cirkulēt.

2. Aizveriet vāku un viegli nospiediet starta pogu, kas atrodas ierīces priekšpusē (**5. attēls**). Zaļš spīdums, kas redzams aiz starta pogas, būs redzams visu žāvēšanas ciklu, kas ilgst aptuveni 8 stundas. Vislabākie rezultāti iegūstami ar 8 stundu ciklu, bet pat tik īsi laika posmi kā 30 minūtes nāks par labu. Kad tiek atvērts vāks, visas darbības tiek izbeigtas, un taimeris atiestatās.



Ja jūsu ierīcē ir baktericīdā spuldze, ierīces virspusē pēc ieslēgšanas 1½ minūti būs redzama zila gaisma, kas norāda, ka sanācības cikls darbojas.

3. Lai nodrošinātu visaugstāko aprūpes līmeni jūsu dzirdes instrumentiem, ir svarīgi nomainīt Dry-Brik pēc diviem mēnešiem no aktivācijas datuma. Izmetiet izlietoto Dry-Brik sadzīves atkritumos.

Par UV sterilizācijas ciklu*

Uz ausīs ievietojamām detaļām un dzirdes aparātiem uzkrājas mikrobi un baktērijas. Dažos modeļos iekļauta baktericīdā UV lampa, kas iznīcina šādus mikroorganismus, un rezultātā daudziem lietotājiem samazinās nieze un kairinājums. Sanējošā iedarbība visstiprākā ir lampas tuvumā un vājinās ar attālumu. Taču šī ierīce nav sterilizators un ražotājs neuzņemas nekādas garantijas par baktēriju iznīcināšanas pakāpi. Tā nav paredzēta slimību diagnostikai, profilaksei, monitoringam, ārstēšanai vai atvieglošanai. UV lampu var izņemt, neietekmējot žāvēšanas spējas, jo tā nav vajadzīga sildīšanas ciklam.

Lietošana ar implantiem un ierīcēm

Lai implants darbotos pareizi, tas ir jāuztur sauss. Šīs ierīces regulāra izmantošana var novērst mitruma uzkrāšanos no vides un/vai sviedriem. Daži lietotāji var ievērot cinka baterijas darba mūža pagarināšanos, īpaši karstā un mitrā laikā. Individuālie rezultāti var būt mainīgi. Tālāk ir doti daži specifiski ieteikumi:

- **Aiz auss novietojami dzirdes aparāti:** Atstājiet cinka-gaisa baterijas elektronikas blokā (ja tā ir paredzēts), bet noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu. Ievietojiet elektronikas bloku, ausī ievietojamo daļu un kabeli žāvēšanas nodalījumā pa labi. Silītē kreisajā pusē nelieciet neko citu, kā tikai žāvētāju.
- **Uz ķermeņa nēsājami dzirdes aparāti:** ievietojiet komponentus žāvēšanas nodalījumā cik iespējams, to nepārblīvējot, lai netiktu traucēta gaisa kustība. Ierobežotās telpas dēļ elektronikas bloku var nākties kondicionēt atsevišķi no citām detaļām. Šādā gadījumā mikroфона komplektu ir jākondicionē biežāk par elektronikas bloku, jo tas ir jūtīgāks pret mitruma radītiem bojājumiem. No dažiem elektronikas blokiem var nākties izņemt bateriju paku, ja to kopējais apjoms ir pārāk liels žāvēšanas kamerai.

Vispārējā ierīces aprūpe

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, nelietojiet šo ierīci ļoti mitrās vietās, piemēram, vannas istabā. Turiet vāciņu aizvērtu visu laiku, jo žāvētāja efektivitāte samazināsies, ja mitrums tiks uzsūkts no apkārtējā gaisa. Tīriet ar mīkstu drāniņu. Nekad nelietojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus. Neuzšķakstiet šķidrumu silītē vai uz UV spuldzes.

Kļūmju novēršanas problēmas

- *Pēc pogas <on> nospiešanas neiedegas neviena gaisma:* Vai vāks ir stingri noslēgts un poga <on> nospiesta? Ja jā, pārbaudiet, vai maiņstrāvas pārveidotājs ir kārtīgi savienots ar Dry & Store Global ierīci un strāvas ligzdu, un vai strāvas ligzda nav atslēgta no elektrotīkla ar slēdzi. Ja joprojām nav panākumu, izmēģiniet citu maiņstrāvas pārveidotāju (dabūjams pirkuma vietā, servisa centrā vai no www.dryandstore.com). Nomainiet tikai pret ražotāja piegādātu pārveidotāju. Ja ierīce joprojām nesāk darboties, varētu būt bojāta elektronika, tāpēc nododiet ierīci pārbaudei pirkuma vietā vai servisa centrā.
- *Ierīce ir trokšņaina:* Troksnis parasti ir saistīts ar ventilatora darbību. Skaņa rezonē ierīces iekšienē, tāpēc ir jāreķinās ar zināmu troksni, pat no ventilatora ar augstas kvalitātes lodīšu gultņiem, kas tiek izmantots šajā ierīcē. Ja mainās ventilatora trokšņa skaļums vai frekvence, atvienojiet ierīci no tīkla un pārbaudiet, vai nav kādi šķēršļi. Ja tādu nav, nododiet ierīci servisā.
- *Ierīce nežāvē labi:* vai Dry Brik ir regulāri nomainīts? Ir svarīgi to nomainīt atbilstoši norādījumiem. Ja nav saklausāma ventilatora skaņa, nododiet ierīci pirkuma vietā vai servisa centrā tās pārbaudei.

Vienībām, kas ietver UV lampu:

- *Pirmo 1½ minūšu darbības laikā nav redzama zila gaisma, bet zaļā gaisma spīd:* pārbaudiet, vai UV spuldze ir cieši nostiprināta tās ligzdās. Ja jā, pārbaudiet, vai maiņstrāvas pārveidotājs ir kārtīgi savienots ar ierīci un ar strāvas ligzdu, un vai strāvas ligzda nav atslēgta no elektrotīkla ar slēdzi. Ja joprojām nedeg zilā gaisma, nomainiet UV lampu (dabūjama pirkuma vietā, servisa centrā vai no www.dryandstore.com). Nomainiet tikai ar ražotāja piegādātu speciālo lampu. Ja neiedegas zilā un zaļā gaisma, skatiet augstāk “...neiedegas neviena gaisma”.
- *Metāla lodīte UV lampā:* atkarībā no lampas ražotāja, dažām lampām caurulē var būt metāla lodīte, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir saistīts ar videi draudzīgo ražošanas procesu.

Ja neviena no augstāk aprakstītajām darbībām neatrisina problēmu:

Ziemeļamerikā zvaniet uz klientu servisu pa telefonu 1-888-327-1299 vai apmeklējiet www.dryandstore.com

Ārpus Ziemeļamerikas ierīces pārbaudei vērsieties pirkuma vietā vai servisa centrā.

* Dažos modeļos nav baktericīdā lampa. Ja tas attiecas uz jūsu ierīci, ignorējiet visus norādījumus vai piezīmes ar atsauci uz “baktericīda”, “zilā gaisma”, “ultravioleta”, “UV” vai “lampa”.