

DRY&STORE®

Prevádzkové Pokyny pre Zariadenie DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

VÝSTRAHA – Zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

- Nepoužívajte pri kúpaní.
- Neodkladajte a neskladujte výrobok na miestach, kde by mohol spadnúť alebo kde by ho mohlo vtiahnuť do odpadu alebo výlevky.
- Nevkladajte a nepúšťajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Zariadenie, ktoré spadlo do vody, nevyberajte. Ihneď ho odpojte od elektrickej siete.

VAROVANIE – Zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

- Dávajte dobrý pozor, keď zariadenie používajú deti alebo invalidi a keď sa používa v ich blízkosti.
- Výrobok používajte len na určený účel, ako je opísané v tomto návode.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne, ak spadol alebo sa poškodil alebo spadol do vody. Vráťte ho na miesto predaja alebo do servisného strediska na kontrolu a opravu.
- Výrobok neumiestňujte na mäkký povrch, ako je pohovka alebo posteľ. Všetky vzduchové otvory udržiavajte priechodné bez vlákien, vlasov a podobne.
- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí a v prostredí, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kde sa používa kyslík.
- Sieťový adaptér dodaný s jednotkou je vyrobený špeciálne pre tento výrobok. Nepoužívajte ho s iným spotrebičom a nepoužívajte namiesto dodaného adaptéra adaptér určený pre iný elektrický spotrebič.
- V niektorých jednotkách Dry & Store sa na dezinfekciu používa germicídne ultrafialové svetlo (UV). Toto svetlo neožaruje, keď je kryt otvorený. Neupravujte a nemeňte žiadne súčasti, ktoré môžu umožniť expozíciu ultrafialovým svetlom.*
- Ak sa lampa rozbije*, okamžite ju odpojte od siete. Pri odstraňovaní častíc skla používajte rukavice. Likvidujte vhodným postupom.

POZNÁMKA – Tento výrobok nie je určený na diagnostiku, prevenciu, sledovanie, liečbu ani zmiernenie choroby.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Rozsah prevádzkových teplôt tohto prístroja je 95 ° až 104 °F (35 ° až 40 °C). Tento prístroj bude správne fungovať v interiéri pri teplote okolia od 65 ° do 86 °F (18 ° až 30 °C).

POKYNY SI ODLOŽTE

Úvod

Tento výrobok je určený pre všetky typy načúvacích prístrojov vrátane pomôcok na počúvanie, masiek šumu, monitorov sluchu a implantovaných zariadení. Pri každodennom používaní môže zlepšiť zvuk väčšiny načúvacích prístrojov, ich životnosť a vysoko spoľahlivý účinok a predĺžiť životnosť zinkovej vzduchovej batérie v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Pomocou exkluzívnej technológie Dry-Max™ dokáže zariadenie Dry & Store odstrániť škodlivé nahromadenie vlhkosti, vysušiť ušný maz a dezinfikovať plochy vystavené germicídnej lampe prístroja (ak je ňou prístroj vybavený).

Pred prvým použitím (Dôležité upozornenie)

1. Aktivujte sušiaci prostriedok: Jednorazový sušiaci prostriedok Dry-Brik®, ktorý treba vymieňať každé dva mesiace, je súčasťou dodávky. Prostriedok Dry-Brik plní tri dôležité funkcie: (1) natrvalo odstraňuje molekuly vlhkosti, ktoré sa uvoľňujú zo zariadení počas sušiaceho cyklu, (2) znižuje relatívnu vlhkosť vnútri boxu na oveľa nižšiu úroveň, než je možné len použitím ohrievača, čím sa maximalizuje sušiacia schopnosť, a (3) zadržiava zápach.

Ak chcete aktivovať prostriedok Dry-Brik, odstráňte kryciu fóliu (**obrázok 1**). Fóliu odstraňujte až tesne pred použitím prostriedku Dry-Brik, pretože po odstránení začne Dry-Brik hneď adsorbovať vlhkosť.



2. Zapíšte si dátum aktivácie: Aby ste vedeli, kedy je čas na výmenu, ku každému prostriedku Dry-Brik je pripojená karta. Na túto kartu si zapíšte dátum, kedy bol prostriedok Dry-Brik uvedený do prevádzky (**Obrázok 2**).



POZNÁMKA: V záujme maximálneho účinku vymieňajte prostriedok Dry-Brik každé 2 mesiace.



3. Aktivovaný prostriedok Dry-Brik vložte do jednotky ako na **obrázku 3**.



4. Pripojenie sieťového adaptéra: Malý kruhový konektor sa zapojí do zadnej časti jednotky (**Obrázok 4**). Konektor nezasúvajte nasilu, vsúva sa ľahko. Nakoniec zapojte sieťový adaptér do aktívnej elektrickej zásuvky.

* Niektoré modely neobsahujú germicídnu lampu. Ak ide aj o váš prístroj, ignorujte všetky pokyny alebo poznámky, v ktorých sa uvádzajú slová „germicídna“, „modré svetlo“, „ultrafialová“, „UV“ alebo „lampa“.

Návod na použitie

1. Pred umiestnením do sušiacej komory utrite z načúvacej pomôcky nadbytočnú vlhkosť a ušný maz. Otvorte kryt a umiestnite načúvacie prístroje alebo súčasti implantátu do väčšieho oddelenia na pravej strane. Batérie môžete ponechať na mieste. Otvorte však kryt priestoru na batérie, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu.

2. Zatvorte kryt a zľahka stlačte spúšťacie tlačidlo, ktoré sa nachádza v prednej časti jednotky (**obrázok 5**). Po celý sušiaci cyklus, ktorý trvá približne 8 hodín, bude za spúšťacím tlačidlom vidieť zelenú žiaru. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri úplnom 8-hodinovom cykle, užitočné sú ale aj doby trvajúce len 30 minút. Po otvorení krytu všetky činnosti prestanú, čím sa resetuje časovač.



Ak je vaša jednotka vybavená dezinfekčnou UV lampou, v hornej časti jednotky bude viditeľné modré svetlo po dobu 1,5 minúty od spustenia jednotky, čo znamená, že prebieha dezinfekčný cyklus.

3. Prostriedok Dry-Brik je dôležité vymeniť po dvoch mesiacoch odo dňa aktivácie, aby sa zabezpečila starostlivosť o načúvacie prístroje na najvyššej úrovni. Použitý prostriedok Dry-Brik zlikvidujte v odpade z domácnosti.

Dezinfekčný cyklus UV*

Ušné odliatky a načúvacie prístroje predstavujú priaznivé prostredie pre mikróby a baktérie. Niektoré modely zahŕňajú germicídnu UV lampu, ktorá hubí tieto organizmy, v dôsledku čoho mnohí používatelia uvádzajú zmiernenie svrbenia a podráždenia. Dezinfekčný účinok je nasilnejší v blízkosti lampy a vzialenosťou sa znižuje. Toto zariadenie však nie je sterilizátor a výrobca neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa stupňa likvidácie baktérií. Nie je určené na diagnostiku, prevenciu, monitorovanie, liečenie ani zmiernenie choroby. Lampa UV sa môže odstrániť bez ovplyvnenia sušiacej výkonnosti zariadenia Dry & Store, pretože nie je súčasťou zahrievacieho cyklu.

Použitie s implantovaným vybavením

Implantátové zariadenia sa musia udržiavať v suchu, aby fungovali správne. Pravidelné používanie tohto prístroja môže odstrániť vlhkosť, ktorá sa hromadí z prostredia alebo potu. Niektorí používatelia môžu pozorovať zlepšenie životnosti zinkovo-vzduchovej batérie, a to najmä v horúcom a vlhkom počasí. V jednotlivých prípadoch sa výsledky môžu líšiť. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré špeciálne odporúčania:

- **Rečové procesory umiestnené za uchom:** Batérie typu zinok-vzduch sa ponechávajú v procesore (keď je to vhodné), vyberá sa však kryt priestoru na batérie. Procesor, slúchadlá a kábel sa umiestňujú do sušiaceho oddelenia na pravej strane. Do oddelenia na ľavej strane schránky sa neumiestňuje nič okrem sušiaceho prostriedku.
- **Rečové procesory nosené na tele:** Do sušiaceho priestoru sa umiestňuje toľko súčastí, koľko sa zmestí bez preplnenia, aby bolo možné nerušené prúdenie vzduchu. V prípade nedostatku priestoru sa údržba procesora musí vykonať oddelene od ostatných súčastí. V takom prípade sa údržba zostavy mikrofónu vykonáva častejšie ako údržba procesora, pretože sa ľahšie poškodí vlhkosťou. Pri niektorých procesoroch je potrebné vybrať batériovú jednotku, ak kombinovaná veľkosť na sušiaci priestor je príliš veľká.

Všeobecná starostlivosť o výrobok

Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa tento prístroj nebude používať na miestach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni. Kryt ponechávajte vždy zatvorený, pretože v opačnom prípade sa účinnosť sušiaceho prostriedku znižuje adsorpciou vlhkosti zo vzduchu v prostredí. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú tkaninu. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo abrazíva. Do schránky a na lampu UV nestriekajte žiadne kvapaliny.

Odstraňovanie problémov

- *Po stlačení spúšťacieho tlačidla sa nerozsvieti žiadne kontrolky:* Je kryt pevne zatvorený a stlačili ste spúšťacie tlačidlo? Ak áno, skontrolujte, či je adaptér bezpečne zapojený do prístroja a do zásuvky a či zásuvka nie je vypnutá vypínačom. Ďalej vyskúšajte iný sieťový adaptér (je k dispozícii na mieste predaja, v servisnom stredisku alebo na lokalite www.dryanstore.com). Na výmenu používajte len adaptér dodaný výrobcom. Ak sa prístroj nezapne, mohlo dôjsť k poruche vnútornej elektroniky, preto prístroj vráťte na miesto predaja alebo do servisného strediska na kontrolu.
- *Jednotka je hlučná:* Problémy s hlukom obyčajne spôsobuje ventilátor. Zvuk rezonuje vo vnútri jednotky, určitý hluk sa teda musí očakávať aj v prípade vysokokvalitného ventilátora s guľkovým ložiskom, ktorý sa používa v tomto výrobku. Ak sa intenzita alebo frekvencia hluku mení, odpojte jednotku od napájania a skontrolujte, či sa vo ventilátore nenachádzajú prekážky. Ak nie, nechajte vykonať servis jednotky.
- *Sušenie v jednotke neprebieha správne:* Vymieňa sa pravidelne sušiacie zariadenie Dry-Brik? Je dôležité, aby sa vymieňal podľa pokynov. Ak nepočuť zvuk ventilátora, vráťte jednotku na miesto predaja alebo do servisného strediska na kontrolu.

For units that include a UV lamp:

- *Počas prvej 1,5 minúty prevádzkového cyklu nesvieti modrá kontrolka, ale svieti zelená kontrolka:* Skontrolujte, či je UV lampa správne umiestnená v objímkach. Ak nie je, lampu vyberte a znova nasadte a potom prístroj zapnite znova s pevne zatvoreným vekom. Ak sa modrý indikátor v priebehu prvých 1½ minút nerozsvieti, vymeňte UV lampu (je k dispozícii na mieste predaja, v servisnom stredisku alebo na lokalite www.dryanstore.com). Na výmenu používajte len špeciálnu lampu dodanú výrobcom. Ak nesvieti modrý ani zelený indikátor, pozrite vyššie uvedenú časť „Po stlačení vypínača sa nerozsvieti...“.
- *Kovová guľôčka v UV lampe:* V závislosti od výrobcu lampy majú niektoré lampy v trubici kovovú guľôčku, čo je úplne normálne. Je to výsledok environmentálne citlivého výrobného procesu.

Ak sa problém nevyrieši ani jedným z vyššie uvedených postupov:

V Severnej Amerike volajte zákaznícku službu na čísle 1-888-327-1299 alebo navštívte lokalitu www.dryandstore.com

Mimo Severnej Ameriky sa spojte s miestom predaja alebo so servisným strediskom a požiadajte o kontrolu.

* Niektoré modely neobsahujú germicídnu lampu. Ak ide aj o váš prístroj, ignorujte všetky pokyny alebo poznámky, v ktorých sa uvádzajú slová „germicídna“, „modré svetlo“, „ultrafialová“, „UV“ alebo „lampa“.