



Operating Instructions

تعليمات تشغيل (Arabic)

Dry & Store® Global Operating Instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER - To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Closely supervise use by, on or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and repair.
- Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
- If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
- The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

NOTE - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

OPERATING CONDITIONS

Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40° C). It will function properly at indoor ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions

Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

Preparation for Use (Important)

The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before the first use:

1. **Activate the desiccant:** A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (**Figure 1**). Do not remove the foil until you are ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.
2. **Start the Timestrip®:** To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called Timestrip is included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle (**Figure 2**), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil may also be used (**Figure 3**). *Do not use a sharp object to activate the Timestrip!*

When the Timestrip has been successfully activated, a dark vertical line will be visible on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear, try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik in household refuse. NOTE: Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is activated when the foil is removed.

NOTE: Your Dry & Store will not work effectively unless the Dry-Brik is changed every 2 months.

3. Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (Figure 4).
4. Connect the AC adapter: The small circular plug fits into the rear of the unit (Figure 5). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.

Using Your Dry & Store

1. Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the battery cover to allow for air circulation.
2. Close lid and gently press the <on> button (Figure 6). Both the blue and the green indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes. The timer is reset each time the lid is opened.

Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it to cool before handling. Never place metal in a microwave oven! Best results will occur if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.

About the UV Sanitizing Cycle

Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.

Using Dry & Store Global with Cochlear Implants

Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can make a significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are specific suggestions:

- **Behind-the-ear speech processors:** Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put anything except the desiccant on the left side of the tray.



- **Body-worn speech processors:** Place as many components in the drying compartment as will comfortably fit without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some processors.

General Product Care

To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the tray or onto the UV lamp.

Troubleshooting Problems

- *No lights illuminate after pressing the <on> button:* Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed? If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC adapter (available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty, so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a bad UV lamp.
- *No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on:* Check that the UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp (available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with the special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate...” above.
- *Unit is noisy:* Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.
- *Lights illuminate, but unit is not drying properly:* Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.
- *Metal bead inside UV lamp:* This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of their environmentally-sensitive manufacturing process.

If none of the above solves the problem:

In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit www.dryandstore.com

Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.

تعليمات تشغيل Dry & Store® Global

إجراءات وقائية هامة

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي. عند استخدام المنتجات الكهربائية، وخاصةً في وجود الأطفال، هناك تدابير أمنية أساسية يجب اتباعها، منها ما يلي:

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

خطر - للتقليل من خطر الصعق بالكهرباء:

- لا تستخدمه أثناء الاستحمام.
- لا تقم بوضع المنتج أو تخزينه في مكان يمكن أن يقع منه أو أن يجذب داخله بانيو أو حوض.
- لا تضعه في أو تسقطه داخل الماء أو سائل آخر.
- وإذا سقط هذا الجهاز في الماء فلا تقم بالإمساك به، وافصل الجهاز عن الكهرباء بأسرع ما يمكن.

تحذير - للتقليل من خطر وقوع الحروق أو الصعق بالكهرباء أو الاشتعال أو إيذاء للأشخاص:

- قم بمراقبة عن كثب للأطفال أو المرضى حال استخدامهم للجهاز أو وضعه عليهم أو بالقرب منهم.
- استخدم هذا المنتج للغرض المقصود فقط كما هو موصوف في هذا الدليل.
- لا تقم أبداً بتشغيل هذا المنتج في حالة تلف وتر أو سدادة به أو عدم عمله على نحو صحيح أو سقوطه أو تلفه أو في حالة سقوطه داخل الماء. أعدّه إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة لخصه وإصلاحه.
- لا تضع المنتج أبداً على سطح لين كأن تضعه على أريكة أو سرير. ابق أي فتحات هواء خالية من التُّسالة والوبر وما شابه.
- لا تستخدم المنتج بالخارج أو لا تقم بتشغيله في مكان استعمال منتجات الأيروسول (رش) أو حيث ينتشر الأوكسجين.
- يستخدم Dry & Store Global أشعة فوق بنفسجية (UV) مضادة للبكتيريا للتعقيم. لن تضئ هذه الأشعة عندما يكون الغطاء مفتوحاً. لا تقم بتعديل أو تشغيل أكثر من اللازم لأي مكونات قد تسمح بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV).
- وفي حالة انكسار اللمبات، قم بفصل الكهرباء بأسرع ما يمكن. قم بارتداء قفازات عند فك الأدوات الزجاجية. ثم تخلص منها بالطريقة الصحيحة.
- وقد صنع محول AC المرفق بوحدة خصيصاً لهذا المنتج. لا تستخدمه مع جهاز آخر. ولا تستخدم محولاً من أي جهاز كهربائي آخر بدلا منه.

ملحوظة - Dry & Store مصمم لتشخيص أو منع أو مراقبة أو معالجة أو تخفيف المرض.

شروط التشغيل

يعمل Dry & Store Global عند درجة حرارة تتراوح من 36 إلى 40 درجة مئوية (من 97 إلى 104 فهرنهايت). وسيعمل على نحو صحيح في درجات حرارة بالداخل من 18 إلى 30 درجة مئوية (من 65 إلى 86 فهرنهايت).

احفظ هذه التعليمات

مقدمة

تم تصميم Dry & Store® Global لجميع أنواع الأجهزة السمعية بما في ذلك سماعات الأذن وموانع الضوضاء وأجهزة مراقبة الأذن ومعدات أسجة قواقع الأذان المزروعة. ومن خلال استخدام Dry & Store بصفة يومية يعمل ذلك على إزالة تراكم الرطوبة المسببة للضرر وتجهيف المادة الشمعية بالأذن وتعقيم الأسطح المعرضة للمبة الجهاز المضادة للبكتيريا. سوف يعمل Dry & Store على تحسين القدرة السمعية لمعظم الأجهزة السمعية، كما يمكن أن يزيد من عمر بطارية الزنك الهوائية في الأماكن ذات الرطوبة العالية.

طريقة الاستخدام (هام)

يجب تنشيط المجفف دراى-برينك® بشكل صحيح والذي يقوم بامتزج الرطوبة، كما يجب توصيل وصلة المسحوق قبل الاستعمال الأول.

1. **قم بتنشيط المجفف:** يتضمن هذا استخدام عبوة دراى-برينك® التي يمكن التخلص منها، ويجب استبدالها كل شهران. قم بإزالة الغطاء الورقي المعدني باستخدام لسان السحب، مما ينشط المجفف (شكل 1). لا تقم بإزالة الغطاء الورقي المعدني ما لم تكن جاهزاً لاستعمال دراى-برينك®، لأنه بمجرد إزالته يبدأ دراى-برينك® في امتزاز الرطوبة.
2. **ابدأ الشريط الميقاتي®:** لتبنيك عندما يحين الوقت لاستبدال عبوة دراى-برينك®، يتضمن كل مجفف جهاز ميقاتي يدي الشريط الميقاتي (تايمستريب). ابدأ الميقاتي عن



طريق الضغط بقوة بإبهامك على الفقاعة الموجودة في المنتصف (شكل 2)، والتي تطلق صيغة حمراء في شبك الميقاتي. يمكن استعمال الأشياء الأخرى الغير حادة مثل الممحاة الموجودة في نهاية القلم الرصاص (شكل 3). لا تستخدم الأشياء الحادة لتفعيل الشريط الميقاتي! عندما يبدأ الشريط الميقاتي بنجاح، سوف يظهر خط عمودي داكن في النهاية اليسرى لشبك الميقاتي خلال دقائق. إذا لم يظهر هذا الخط، حاول ثانية. سوف يزداد طول الشريط الأحمر كل يوم (بسرعة في البداية وببطء في النهاية)، وفي نهاية الشهرين، سوف يكون شبك الميقاتي أحمر بالكامل. في ذلك الحين، استبدل بعبوة دراى-برينك® جديدة، وتخلص من القديمة في سلة المهملات المنزلية. ملحوظة: بدء الميقاتي لا ينشط عبوة دراى-برينك®. بل ينشط عن طريق إزالة الغطاء الورقي المعدني.

ملحوظة: لن يعمل جهاز "دراى أند ستور" بكفاءة ما لم يتم تغيير عبوة دراى-برينك® كل شهرين.

3. ضع جهاز عبوة دراى-برينك® في الوحدة الخارجية لجهاز "دراى أند ستور" (شكل 4).

4. قم بتوصيل محول AC: تركيب السدادة الدائرية الصغيرة داخل مؤخرة الوحدة (الشكل 5). لا تدخلها بقوة؛ يجب أن تنزلق للداخل بسهولة. وأخيراً، قم بتوصيل محول AC داخل مصدر تيار كهربائي لا يعمل بمحول كهربائي. يكون Dry & Store الآن جاهزاً للاستخدام.

تشغيل Dry & Store الخاص بك

1. قم بمسح الرطوبة الزائدة والمادة الشمعية بالأذن من سماعات الأذن الخاصة بك قبل وضعها في مكان التجفيف. قم بفتح الغطاء وضع الأجهزة السمعية الخاصة بك أو قم بتركيب المكونات المادية في الجزء المستقل الكبير على اليمين. قد تترك البطاريات بداخله، ولكن قم بفتح الغطاء للسماح للهواء بالانتشار.

2. قم بغلاق الغطاء واضغط برفق على زر "التشغيل" (الشكل 6). سوف تضئ كل من المؤشرات الزرقاء والخضراء. سوف ينطفئ الضوء الأزرق بعد ثلاث دقائق مشيراً إلى انتهاء دورة التعقيم، وسيظل الضوء الأخضر مضيئاً أثناء الوقت المتبقي من الدورة التي مدتها ثمان ساعات. إن الأوقات تقريبية. تأتي أفضل النتائج من دورة Dry & Store كاملة، إلا أن التكيف قد يحدث على مدى فترات زمنية قصيرة مثل 30 دقيقة. يتم إعادة ضبط المؤقت في كل مرة يتم فتح الغطاء فيها.

حول دورة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV)

تعد قوالب الأذن وسماعات الأذن مكاناً لنمو الجراثيم والبكتيريا. سوف تعمل الأشعة فوق البنفسجية في وحدة Dry & Store الخاصة بك على قتل مثل هذه الكائنات الحية، وسوف يشعر بعض المستخدمين بقلّة نسبة الاحتكاك والهيجان الجلدي. ومع ذلك، فإن Dry & Store ليس بمعقم حيث أن المصنّع لا يذكر شيئاً عن درجة قتله للبكتيريا. إن Dry & Store مصمم لتشخيص أو منع أو مراقبة أو معالجة أو تخفيف المرض. قد يتم فك لمبة الأشعة فوق البنفسجية دون أن تتأثر قدرات التجفيف لجهاز Dry & Store حيث أن اللمبة ليست جزءاً من دورة التدفئة.

استخدام Dry & Store Global مع أنسجة قواقع الأذن المزروعة

يمكن أيضاً للمكونات المادية للأنسجة المزروعة الاستفادة من عناية Dry & Store. على سبيل المثال، قد يتأثر أداء مكبر الصوت من تراكم الرطوبة من الجو و/أو الرش. وبالنسبة للبعض يؤدي الاستخدام المنتظم لجهاز Dry & Store إلى وجود اختلاف هام في عمر بطارية الزنك الهوائية، خاصة في الطقس الدافئ والرطب. سوف تتنوع النتائج الفردية. ها هي بعض الاقتراحات الخاصة:

- وحدات معالجة الكلام الموضوعية خلف الأذن:
اترك بطاريات الزنك الهوائية في المعالج (في المكان الملائم) ولكن انزع غطاء البطارية. ضع المعالج والخوذة والسلك في جزء التجفيف المستقل على اليمين. لا تضع أي شيء ما عدا المادة المجففة على الجانب الأيسر من المنصة.
- وحدات معالجة الكلام في الجسم بالكامل:
ضع أكبر عدد من المكونات في جزء التجفيف المستقل بحيث تتركب على نحو ملائم بدون تزاخم. قد تعني حدود الحجم أن المعالج سيحتاج إلى تهينته على نحو مستقل عن المكونات المادية الأخرى. وإذا كان الحال هكذا، يجب تهينته مجموعة مكبر الصوت أكثر من المعالج حيث أنها أكثر عرضة للضرر من جراء الرطوبة. قد تحتاج مجموعة البطارية إلى الفك من بعض وحدات المعالجة.

العناية العامة بالمنتج

لكي تُبقي جهاز Dry & Store الخاص بك يعمل على نحو صحيح، لا تقم بتشغيله في الأماكن ذات الرطوبة العالية كأن تشغله في حمام. ابق الغطاء مغلقاً في جميع الأوقات، ذلك أن فعالية المادة المجففة سوف تقل بسبب تكثيف الرطوبة من الهواء المحيط. نظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أبداً عوامل تنظيف قوية أو مواد كاشطة. لا تقم برش أي سائل داخل المنصة أو على لمبة الأشعة فوق البنفسجية.

حل المشكلات

- لا يوجد ضوء بعد الضغط على زر <تشغيل/ إيقاف>: هل الغطاء مغلق بإحكام، وهل تم الضغط على زر <تشغيل>؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تأكد من أن المحول الكهربائي ذو التيار المتردد متصل بإحكام بكل من الوحدة الخارجية لجهاز "دراي أند ستور" ومصدر التيار الكهربائي، وتأكد من أن مصدر التيار الكهربائي لا يأتي عن طريق محول حائط في وضع الإغلاق. ثم جرب محول كهربائي آخر (متوفر في مكان البيع، أو المراكز الخدمية، أو عن طريق www.dryandstore.com). استبدله بمحول من إنتاج الشركة المصنعة فقط. إذا لم تعمل الوحدة بعد ذلك، فإن المكونات الإلكترونية الداخلية بها عطب ما، لذا فأرجعه إلى مكان الشراء أو المراكز الخدمية لفحصه. ملحوظة: لا يعني هذا أن مصباح الأشعة فوق بنفسجية لا يعمل.
- لا يوجد ضوء أزرق مرئي في أول ثلاث دقائق لدورة التشغيل، مع أن الضوء الأخضر مضيء: تأكد من أن مصباح الأشعة فوق بنفسجية متصل جيداً في مقبسه. إذا لم يكن كذلك، قم بإعادة وضع المصباح ثم أعد تشغيل الوحدة مع غلق الغطاء بإحكام. إذا لم يضيء اللون الأزرق خلال الثلاث دقائق الأولى، استبدل مصباح الأشعة فوق بنفسجية (متوفر في مكان البيع، أو المراكز الخدمية، أو عن طريق www.dryandstore.com). استبدله فقط بالمصابيح الخاصة التي يقدمها المصنع. إذا لم يكن أي من الضوء الأزرق أو الأخضر مضيء، انظر إلى " لا يوجد ضوء بعد الضغط..." بالأعلى.
- الوحدة تحدث ضوضاء: عادةً ما تتعلق مشاكل الضوضاء بالمروحة. يحدث الصوت صدئاً في الوحدة، ولذلك من المتوقع حدوث بعض الضوضاء حتى من مروحة ذات محمل كريات عالية الجودة المستخدمة في Dry & Store. إذا كانت الضوضاء التي تصدرها المروحة متنوعة من حيث القوة والتكرار، قم بفصل الوحدة من مصدر الطاقة وافحصها لمعرفة ما إذا كان هناك انسدادات. إذا لم تجد انسدادات، قم بخدمة الوحدة.
- الأضواء تضيئ ولكن الوحدة لا تقوم بالتجفيف جيداً: هل تم استبدال Dry-Brik على نحو منتظم؟ من المهم أن يتم استبداله وفقاً للتعليمات. إذا لم يمكن سماع صوت للمروحة، قم بإعادة الوحدة إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة من أجل تقييمها.
- وجود خرزة صغيرة تدور داخل لمبة الأشعة فوق البنفسجية: يكون حدوث هذا الأمر عادياً تماماً مع اللمبات التي قام بصناعتها "سانكيو-دينكي" أو "أوشيو". ويكون ذلك نتيجة لعملية تصنيعها التي تتسم بالحساسية البيئية.

إذا لم يؤد أي من الحلول السابقة إلى حل المشكلة:

في أمريكا الشمالية، اتصل بخدمة العملاء على رقم 1-888-327-1299 أو قم بزيارة الموقع www.dryandstore.com خارج أمريكا الشمالية، اتصل بمكان الشراء أو بمركز خدمة من أجل تقييم المنتج.



Product Information

Physical Properties

- Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1" x 3.9" x 3.6"). Weight: 907 g (2 lb.).
- Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x 25 mm (4" x 3.5" x 1"), and a small compartment on the left for the desiccant.

Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

Operating Features

- Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see below).
- In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal. Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
- Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to remove.

Desiccant

Dry & Store Global ships with a single disposable Dry-Brik® desiccant that also contains activated carbon for odor absorption. In most parts of the world, users will require 6 to 7 Dry-Briks per year, changing them once a month during warm weather and every two months the rest of the year. Dry-Briks may need to be changed monthly in tropical, sub-tropical, or other high-humidity locations. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many parts of the world.

Battery Removal

Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by Eveready Battery Co. on their Amplifier® zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store users noted longer zinc-air battery life.

Safety & Regulatory

Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).



Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;
Australia 732268; EPO, France, & United Kingdom 0980267;
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.

Ear Technology Corporation
P.O. Box 1017
Johnson City, TN 37605-1017
USA
info@dryandstore.com
www.dryandstore.com