



# Operating Instructions

استورالعملهای راهبری (Farsi)

# Dry & Store® Global Operating Instructions

## IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Closely supervise use by, on or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and repair.
- Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
- If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
- The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

**NOTE** - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

### OPERATING CONDITIONS

Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40° C). It will function properly at indoor ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

### Instructions

Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

### Preparation for Use (Important)

The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before the first use:

1. **Activate the desiccant:** A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (**Figure 1**). Do not remove the foil until you are ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.
2. **Start the Timestrip®:** To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called Timestrip is included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle (**Figure 2**), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil may also be used (**Figure 3**). *Do not use a sharp object to activate the Timestrip!*

When the Timestrip has been successfully activated, a dark vertical line will be visible on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear, try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik in household refuse. NOTE: Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is activated when the foil is removed.

**NOTE: Your Dry & Store will not work effectively unless the Dry-Brik is changed every 2 months.**

3. Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (Figure 4).
4. Connect the AC adapter: The small circular plug fits into the rear of the unit (Figure 5). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.

## Using Your Dry & Store

1. Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the battery cover to allow for air circulation.
2. Close lid and gently press the <on> button (Figure 6). Both the blue and the green indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes. The timer is reset each time the lid is opened.

## Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it to cool before handling. Never place metal in a microwave oven! Best results will occur if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.


## About the UV Sanitizing Cycle

Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.

## Using Dry & Store Global with Cochlear Implants

Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can make a significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are specific suggestions:

- **Behind-the-ear speech processors:** Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put anything except the desiccant on the left side of the tray.



- **Body-worn speech processors:** Place as many components in the drying compartment as will comfortably fit without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some processors.

## General Product Care

To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the tray or onto the UV lamp.

## Troubleshooting Problems

- *No lights illuminate after pressing the <on> button:* Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed? If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC adapter (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty, so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a bad UV lamp.
- *No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on:* Check that the UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with the special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate...” above.
- *Unit is noisy:* Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.
- *Lights illuminate, but unit is not drying properly:* Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.
- *Metal bead inside UV lamp:* This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of their environmentally-sensitive manufacturing process.

*If none of the above solves the problem:*

In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.

# دستورالعملهای راهبری Dry & Store® Global

## نکات ایمنی مهم

این محصول برای مصرف خانگی می باشد. هنگامی که از محصولات برقی استفاده می کنید، بخصوص در زمانهایی که کودکان نیز در محل حضور دارند، باید همیشه نکات اصلی حفظ ایمنی را رعایت نمایید، این نکات شامل موارد زیر می باشند:

### قبل از استفاده تمامی دستورالعملها را مطالعه فرمایید

**خطر -** برای کاهش خطر برق گرفتگی:

- در حین استحمام استفاده نکنید.
- محصول را در جایی قرار ندهید و در مکان نگهداری نکنید که امکان افتادن آن و یا کشیده شدن آن به داخل وان و یا دست شوئی وجود داشته باشد.
- محصول را در داخل آب یا سیال دیگری قرار ندهید و آنرا به داخل آب یا سیال دیگری نیندازید.
- اگر دستگاه به داخل آب افتاده باشد سعی نکنید آنرا بگیرید. فوراً برق آنرا قطع کنید.

**هشدار -** برای کاستن از خطر سوختگی ها، برق گرفتگی، آتش سوزی، و یا وارد آمدن جراحت به افراد:

- هر گونه استفاده توسط، روی و یا در نزدیکی کودکان یا افراد ناتوان را بدقت سرپرستی نمایید.
  - از این محصول فقط برای کاربرد مورد نظر مطابق با توضیحات ارائه شده در این راهنما استفاده کنید.
  - هرگز محصول را در صورت آسیب دیدگی دوشاخه یا سیم، اگر بدرستی کار نمی کند، اگر به زمین افتاده و یا آسیب دیده باشد، و یا به داخل آب افتاده باشد، مورد استفاده قرار ندهید. آنرا برای بازرینی و تعمیر به محلی که دستگاه را از آنجا خریداری کرده اید و یا مرکز خدمات ببرید.
  - هرگز این محصول را روی سطوح نرم مانند مبل یا تخت خواب قرار ندهید. هر یک از روزنه های هوا را از مو، پرن، و مانند آن تمیز نگه دارید.
  - از دستگاه در محیط بیرون و یا در مکان هایی که محصولات افشانه (اسپری) در حال استفاده بوده و یا در جایی که اکسیژن دهی انجام می شود، استفاده نکنید.
  - Dry & Store Global از نور ماورا بنفش بهداشتی (UV) برای بهداشتی کردن بهره می گیرد. این نور در صورت باز بودن درپوش تابش نخواهد داشت. هیچ یک از اجزایی را که ممکن است موجب افزایش در معرض قرار گیری با نور UV شود را اصلاح نکرده و یا آنها را یکسره نکنید.
  - در صورت شکستن لامپ، فوراً آنرا از برق بکشید. در هنگام جمع کردن و برداشتن ذرات شیشه از دستکش استفاده کنید. ذرات را بر اساس روشهای اصولی دور بیندازید.
  - آداپتور AC که همراه با دستگاه ارائه شده بطور خاص برای همین محصول طراحی گردیده است. از آن برای وسیله دیگری استفاده نکرده، و از آداپتورهایی که مربوط به وسایل برقی دیگر هستند به جای آن استفاده نکنید.
- توجه - Dry & Store برای تشخیص، جلوگیری، بررسی، درمان و یا تسکین بیماری ها طراحی نشده است.

### شرایط کاری

Dry & Store Global در محدوده دمایی 36° تا 40° کار می کند. این محصول در دماهای محیطی داخلی از 18° تا 30° بخوبی کار می کند.

## این دستورالعملها را حفظ کنید

### مقدمه

Dry & Store® Global برای تمامی انواع تجهیزات شنوایی، شامل تجهیزات کمک شنوایی، از بین برنده نویز، مونیتورهای گوش، و تجهیزات ایمپلنت حلزونی گوش طراحی شده است. Dry & Store در صورتی که بطور روزانه مورد استفاده قرار گیرد، می تواند از جمع شدن مضر رطوبت جلوگیری کرده، جرم گوش را خشک نموده و سطوحی را که در معرض لامپ میکروپ کش آن قرار دارند، بهداشتی نماید. Dry & Store موجب خواهد شد تا صدای اکثر تجهیزات شنوایی بهتر شده، و ضمناً می تواند عمر باتری zinc-air را در مکان های رطوبت بالا افزایش دهد.

## آماده سازی جهت استفاده (مهم)

ماده رطوبت گیر Dry-Brik® باید بطور صحیح فعال شود و قبل از اولین استفاده باید سیم برق آن را وصل کنید.



1. **فعال کردن ماده جاذب:** ماده جاذب Dry-Brik، که باید هر دو ماه یکبار تعویض شود، یک بار مصرف پیش بینی شده است. با استفاده از زبانه کششی، روکش فویل را بردارید تا ماده جاذب فعال شود (شکل 1). تا وقتی قصد استفاده از ماده جاذب Dry-Brik را ندارید از برداشتن روکش فویل آن خودداری کنید، زیرا به محض برداشتن روکش، ماده جاذب Dry-Brik شروع به جذب رطوبت می کند.

2. **راه اندازی Timestrip®:** به همراه هر ماده جاذب یک وسیله تنظیم زمان نیز ارائه شده که نوار زمان نامیده می شود و زمان تعویض ماده جاذب Dry-Brik را به شما اطلاع می دهد. برای راه اندازی تایمر، با انگشت شست خود قسمت وسط حباب را محکم به سمت پایین فشار دهید (شکل 2)، با اینکار یک رنگ قرمز در پنجره تایمر پخش می شود. می توانید به جای انگشت شست از وسایل نوک پهن مانند پاک کن انتهای مداد هم برای این کار استفاده کنید (شکل 3). برای فعال کردن نوار زمان از وسایل نوک تیز استفاده نکنید! بعد از اینکه نوار زمان با موفقیت راه اندازی شد، در عرض چند دقیقه یک خط سیاه عمودی در انتهای سمت چپ پنجره تایمر ظاهر می شود. اگر این خط ظاهر نشد، مجدداً امتحان کنید. این نوار قرمز هر روز کمی بلندتر می شود (در ابتدا حرکت آن سریع است و به تدریج با نزدیک شدن به انتها سرعت آن کاهش می یابد) و در پایان دو ماه پنجره تایمر کاملاً قرمز می شود. در این زمان آن را با ماده جاذب Dry-Brik جدیدی عوض کنید و ماده جاذب استفاده شده را به همراه زباله های خانگی دور بریزید. توجه: راه اندازی تایمر موجب فعال شدن ماده جاذب Dry-Brik نمی شود. این ماده فقط زمانی فعال می شود که روکش فویل آن برداشته شود.

توجه: دستگاه Dry & Store فقط وقتی به طور مؤثر کار خواهد کرد که ماده جاذب Dry-Brik را هر دو ماه یکبار تعویض کنید.

3. **ماده جاذب فعال شده Dry-Brik را در دستگاه Dry & Store Global قرار دهید (شکل 4).**

4. **آداپتور AC را وصل کنید:** دوشاخه کوچک دایروی به پشت دستگاه وصل می شود (شکل 5). آنرا با زور وصل نکنید؛ چون باید به راحتی در جای خودش قرار گیرد. در نهایت، آداپتور AC را به یک پریز برق بدون-سوئیچ وصل کنید. دستگاه Dry & Store شما اینک آماده استفاده است.

## کار کردن با Dry & Store

1. رطوبت و چرک گوش بیش از اندازه را قبل از قرار دادن تجهیزات کمک شنوایی در محفظه خشک کن از روی آنها پاک کنید. درپوش را باز کرده و تجهیزات کمک شنوایی و یا سخت افزار ایمپلنت خود را در محفظه بزرگ سمت راست قرار دهید. می توانید بگذارید باتری ها در داخل آنها باقی بمانند، اما برای کمک به گردش هوا باید در بخش باتری آنها را باز بگذارید.

2. درپوش را بسته و به آرامی روی کلید "ON" (روشن) فشار دهید (شکل 6). هر دو چراغ آبی و سبز روشن خواهند شد. چراغ آبی پس از حدود سه دقیقه خاموش خواهد شد، و نشان دهنده این است که سیکل بهداشتی سازی به اتمام رسیده، و نور سبز برای باقی طول سیکل هشت ساعته روشن خواهد بود. این زمان ها تقریبی هستند. بهترین نتیجه با استفاده از سیکل کامل Dry & Store بدست می آید، اما می توان در فواصل زمانی حتی به کوتاهی 30 دقیقه نیز نتایج بدست آورد. هر بار که درپوش را باز می کنید، تایمر دستگاه صفر می شود.

## درباره سیکل بهداشتی سازی UV

تجهیزات کمک شنوایی و سمعکها جایگاه مناسبی برای رشد باکتری و میکروبیها هستند. نور ماورا بنفش دستگاه Dry & Store شما می تواند این ارگانیسما را از بین ببرد، و بسیاری از کاربران کاهش حساسیت و خارش را تجربه خواهند کرد. اگرچه، Dry & Store یک ضد عفونی کننده نیست، و سازنده آن هیچ ادعایی در خصوص میزان از بین بردن باکتری ها ندارد. Dry & Store برای تشخیص، جلوگیری، بررسی، درمان و یا تسکین بیماری ها طراحی نشده است. چراغ UV را می توان بدون تاثیرگذاری در قابلیت های خشک کننده Dry & Store برداشت، چون بخشی از سیکل گرمایش آنرا تشکیل نمی دهد.

## استفاده از Dry & Store Global با ایمپلنتهای حلزونی گوش

سخت افزار ایمپلنتها نیز می توانند از Dry & Store استفاده کنند. بعنوان مثال، میکروفن می تواند از جمع شدن رطوبت از محیط و/یا تعریق تاثیر منفی گرفته و عملکرد آن دچار نقصان شود. Dry & Store برای بعضی از آنها، می تواند تغییری قابل توجه در عمر باتری zinc-air ایجاد کند، بخصوص در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب. نتایج بدست آمده در مواد مختلف متفاوت خواهند بود. به چند پیشنهاد خاص توجه فرمایید:

- پردازش کننده های گفتار از نوع پشت-گوش: باتری های zinc-air را در پردازشگر باقی بگذارید (در صورت مصداق داشتن) اما پوشش باتری را بردارید. پردازشگر، گوشی و سیم را در محفظه خشک کن در سمت راست قرار دهید. هیچ چیزی به جز ماده جاذب در سمت چپ سینی قرار ندهید.
- پردازش کننده های گفتار از نوع پوشیدنی: هر چند عدد از آنها را که بدون ایجاد بهم فشردگی در محفظه خشک کن جا می گیرند در آن قرار دهید. محدودیت های اندازه ای ممکن است به این ضرورت منجر شود که پردازش کننده را بطور جدا از سایر سخت افزار در دستگاه قرار دهید. اگر با چنین موردی برخورد کردید، باید آگاه باشید که مجموعه میکروفن بیشتر از پردازش کننده به بهداشتی سازی نیاز دارد، چون بیشتر در معرض آسیب های رطوبتی قرار می گیرد. برای بعضی از پردازش کننده ها لازم است که مجموعه باتری را جدا کنید.

## نگهداری کلی از محصول

برای اینکه دستگاه Dry & Store شما بخوبی کار کند، هرگز آنرا در محیط هایی مانند حمام که رطوبت بسیار زیاد است بکار نبرید. درپوش آنرا در تمامی زمان ها بسته نگاه دارید، چون میزان موثر بودن و راندمان ماده جاذب با جذب رطوبت از هوای اطراف کاهش می یابد. آنرا با یک دستمال نرم تمیز کنید. هرگز از مواد شوینده قوی و یا مواد ساینده استفاده نکنید. هرگز هیچ مایعی را به بر سینی یا روی چراغ UV اسپری نکنید.

## عیب یابی

- بعد از فشار دادن دکمه <on> هیچ چراغی روشن نمی شود: آیا درپوش محکم بسته شده و دکمه <on> فشار داده شده است؟ در این صورت، بررسی کنید آیا آداپتور جریان برق متناوب به درستی به دستگاه Dry & Store Global و پریز/شبكة برق وصل شده است و اینکه آیا پریز/شبكة برق به وسیله سوئیچ دیواری که روی وضعیت off (خاموش) است کنترل نمی شود. در مرحله بعد، می توانید از آداپتور جریان برق متناوب دیگری (قابل تهیه از محل خرید دستگاه، مرکز خدمات و یا سایت [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)) استفاده کنید. آن را فقط با آداپتور ارائه شده توسط سازنده تعویض کنید. اگر هنوز هم دستگاه کار نمی کند، احتمالاً مشکل مربوط به اتصالات الکترونیکی داخل آن است، بنابراین برای بررسی آن را به محل خرید یا مرکز خدمات ببرید. توجه: این وضعیت نشان دهنده معیوب بودن لامپ UV نیست.
- در طول سه دقیقه اول مرحله راه اندازی چراغ آبی روشن نمی شود ولی چراغ سبز روشن است: بررسی کنید که لامپ UV محکم در سوکت هایش قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، لامپ را خارج کرده و دوباره آن در جای خود قرار دهید، سپس در حالیکه درپوش آن را محکم بسته اید مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید. اگر چراغ آبی در طول سه دقیقه اول کار دستگاه روشن نشد، لامپ UV (قابل تهیه از محل خرید دستگاه، مرکز خدمات و یا سایت [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)) را تعویض کنید. آن را فقط با لامپ مخصوص که توسط سازنده ارائه شده تعویض کنید. اگر هیچ یک از چراغ های آبی و سبز روشن نمی شوند، به بخش "هیچ چراغی روشن نمی شود..." در بالا مراجعه کنید.

- دستگاه در حین کار صدا می دهد: مشکلات سر و صدا معمولاً به فن مربوط می شوند. صدا در داخل دستگاه تشدید می شود، لذا انتظار می رود مقداری صدا از کارکرد دستگاه ایجاد شود، حتی با وجود بلبرینگ های بسیار با کیفیتی که در فن Dry & Store بکار برده شده است. اگر فرکانس یا شدت صدای فن تغییر می کند، دستگاه را از برق کشیده و موانع و گرفتگی ها را چک کنید. اگر چنین چیزی نبود، دستگاه را باید برای سرویس بدهید.
- چراغ ها روشن می شوند، اما دستگاه بخوبی خشک نمی کند: آیا Dry-Brik را بطور منظم عوض کرده اید؟ بسیار مهم است که آنرا مطابق با دستورالعملها تعویض کنید. اگر صدایی از فن شنیده نمی شود، دستگاه را فروشگاه یا مرکز خدمات ببرید تا آنرا بازبینی کنند.
- دانه های کوچکی در داخل چراغ UV چرخش می کنند: این برای چراغ های ساخته شده توسط Sankyo-Denki و یا Ushio کاملاً طبیعی است. این به خاطر روشهای سازگار با محیط زیستی است که در ساخت آنها بکار برده شده است.

#### اگر هیچ یک از توصیه های فوق مشکل را رفع نکردند:

در آمریکای شمالی، با بخش خدمات مشتریان در شماره تلفن 1-888-327-1299 تماس گرفته و یا از [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com) بازدید کنید.

در خارج از آمریکای شمالی، با فروشگاه یا مرکز خدمات برای بازبینی تماس حاصل فرمایید.





## Product Information

### Physical Properties

- Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1" x 3.9" x 3.6"). Weight: 907 g (2 lb.).
- Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x 25 mm (4" x 3.5" x 1"), and a small compartment on the left for the desiccant.

### Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

### Operating Features

- Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see below).
- In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal. Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
- Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to remove.

### Desiccant

Dry & Store Global ships with a single disposable Dry-Brik® desiccant that also contains activated carbon for odor absorption. In most parts of the world, users will require 6 to 7 Dry-Briks per year, changing them once a month during warm weather and every two months the rest of the year. Dry-Briks may need to be changed monthly in tropical, sub-tropical, or other high-humidity locations. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many parts of the world.

### Battery Removal

Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by Eveready Battery Co. on their Amplifier® zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store users noted longer zinc-air battery life.

### Safety & Regulatory

Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).



Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;  
Australia 732268; EPO, France, & United Kingdom 0980267;  
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.

**Ear Technology Corporation**  
P.O. Box 1017  
Johnson City, TN 37605-1017  
USA  
[info@dryandstore.com](mailto:info@dryandstore.com)  
[www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)