



## **Operating Instructions**

### **Eksploatacinės Instrukcijos (Lithuanian)**

# Dry & Store® Global Operating Instructions

## IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Closely supervise use by, on or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and repair.
- Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
- If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
- The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

**NOTE** - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

### OPERATING CONDITIONS

Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40° C). It will function properly at indoor ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

### Instructions

Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

### Preparation for Use (Important)

The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before the first use.

1. **Activate the desiccant:** A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (**Figure 1**). Do not remove the foil until you are ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.
2. **Start the Timestrip®:** To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called a Timestrip is included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle

(**Figure 2**), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil may also be used (**Figure 3**). *Do not use a sharp object to start the Timestrip!*

When the Timestrip has been successfully started, a dark vertical line will be visible on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear, try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik in household refuse. **NOTE:** Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is activated when the foil is removed.

**NOTE: Your Dry & Store will not work effectively unless the Dry-Brik is changed every 2 months.**

3. Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (**Figure 4**).
4. **Connect the AC adapter:** The small circular plug fits into the rear of the unit (**Figure 5**). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.

## Operating Your Dry & Store

1. Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the battery cover to allow for air circulation.
2. Close the lid and gently press the “on” button (**Figure 6**). Both the blue and the green indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes. Dry & Store Global is reset each time the lid is opened.

## Rechargeable Canister Desiccant (optional)


A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). **Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it to cool before handling. Never place metal in a microwave oven!** *Best results will occur if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.*

## About the UV Sanitizing Cycle

Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.

## Using Dry & Store Global with Cochlear Implants

Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can make a



significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are specific suggestions:

- **Behind-the-ear speech processors:** Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put anything except the desiccant on the left side of the tray.
- **Body-worn speech processors:** Place as many components in the drying compartment as will fit without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some processors.

## General Product Care

To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the tray or onto the UV lamp.

## Troubleshooting

- *No lights illuminate after pressing the <on> button:* Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed? If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC adapter (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty, so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a bad UV lamp.
- *No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on:* Check that the UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with the special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate...” above.
- *Unit is noisy:* Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.
- *Lights illuminate, but unit is not drying properly:* Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.
- *Metal bead inside UV lamp:* This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of their environmentally-sensitive manufacturing process.

*If none of the above solves the problem:*

In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.

# Dry & Store® Global Eksploatacinės Instrukcijos

## SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui namų ūkyje. Kai naudojate elektros prietaisus, ypatingai kai yra vaikų visada turite laikytis pagrindinių atsargos priemonių, tame tarpe:

### PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

**PAVOJUS** – žūtis nuo elektros srovės rizikos sumažinimui:

- Nenaudokite kai maudotės.
- Nepadėkite ir nelaikykite prietaiso tose vietose nuo kurių jis gali nukristi į vonią ar kriauklę.
- Nėpanardinkite ir neleiskite vandeniui arba kitokiam skysčiui varvėti ant jo.
- Neliekite šio prietaiso, jeigu jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite šakutę.

**ĮSPĖJIMAS** – nusideginimų, žūtis nuo elektros srovės, gaisro arba asmenų sužalojimo rizikai sumažinti:

- Atidžiai stebėkite kai naudoja vaikai arba neįgalūs asmenys – kai naudoja patys arba naudojant šalia jų.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį kaip parašyta vadove.
- Niekada neekspluatuokite prietaiso jeigu laidas arba kištukas yra sugadinti, tinkamai neveikia, prietaisas buvo numestas, arba sugadintas, arba įmestas į vandenį. Sugrąžinkite jį į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą patikrinimui ir pataisymui.
- Niekada nepadėkite prietaiso ant minkšto paviršiaus, tokio kaip minkštasuolis arba lova. Saugokite, kad į oro anga nepatektų pūkeliai, plaukai ir panašūs elementai.
- Nenaudokite lauke ir neekspluatuokite tose vietose kur naudojami aerozolių (purškalo) produktai arba kur skiriamas deguonis.
- Dry & Store Global sterilizavimui yra naudojamas baktericidiniai ultravioletiniai spinduliai (UV). Šie spinduliai nešvies kai dangtelis yra atidarytas. Nemodifikuokite ir nereguliuokite jokių komponentų, kurie gali skleisti UV spindulius.
- Lempos gedimo atveju, nedelsiant ištraukite kištuką. Dėvėkite pirštines, kai išimate stiklines daleles. Tinkamai išmeskite.
- AC adapteris yra komplektuojamas su šiuo įrengimu ir yra specialiai pagamintas šiam prietaisui. Nenaudokite su kitais prietaisais ir nenaudokite jokio kito elektrinio prietaiso adapterio vietoje suteikiamo.

**PASTABA** – Dry & Store nėra sukurtas ligos diagnozavimui, sustabdymui, sekimui, gydymui arba palengvinimui.

### EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Dry & Store Global veikia nuo 36° iki 40° C (nuo 97° iki 104° F) temperatūrų ribose. Jis normaliai funkcionuos patalpoje aplinkos temperatūrose nuo 18° iki 30° C (nuo 65° iki 86° F).

## IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

---

### Įvadas

Dry & Store® Global yra sukurtas visokių tipų klausos instrumentams, tame tarpe: klausos aparatams, triukšmo maskuotojams, ausies monitoriams, ir kochlearinei implantų įrangai. Kas dieną naudojant Dry & Store jis pašalina kenksmingos drėgmės susikauptimą, išdžiovina ausų sierą ir sterilizuoja paviršių, kuris yra veikiamas bakterijas naikinančios lempos. Daugumai klausos instrumentų Dry & Store suteiks geresnį garsą, taip pat gali prailginti cinko-oro baterijos tarnavimo laiką aukštos drėgmės sąlygose.

### Paruošimas naudojimui (svarbu)

Drėgmę įgeriantis Dry-Brik® sausiklis turi būti tinkamai aktyvinamas ir prieš pirmą naudojimą turi būti prijungiamas maitinimo laidas.


- Sausiklio aktyvinimas:** Pridedamas vienkartinio naudojimo Dry-Brik, kurį reikia keisti kas du mėnesius. Naudojant patraukiamą ašelę, nuimkite folijos dangalą, tai aktyvins sausiklį (**1 pav.**). Nenuimkite folijos, kol neesate pasiruošę naudoti Dry-Brik, kadangi nuėmus ją Dry-Brik pradės įgerti drėgmę.
- Timestrip® paleidimas:** Perspėjimui kada laikas keisti Dry-Brik, su kiekvienu sausikliu pridodamas laiko matavimo prietaisas Timestrip. Paleiskite laiko matuoklį stipriai nykščiu nuspausdami viduryje esančią pūslelę (**2 pav.**), iš kurios į laiko matuoklio langelį išsiskiria raudoni dažai. Taip pat galima naudoti kitokius neaštrius daiktus tokius kaip, trintukas ant pieštuko galo (**3 pav.**). *Timestrip aktyvinimui nenaudokite jokių aštrių objektų!*



Po to kai sėkmingai paleidžiamas Timestrip, per kelias minutes kairės pusės matuoklio lango gale atsiras vertikali linija. Jei linija neatsiras, mėginkite dar kartą. Kiekvieną dieną raudona juosta ilgės (pradžioje greitai, pabaigoje iš lėto), o pasibaigus dviems mėnesiams, laiko matuoklio langas taps visiškai raudonu. Tuo metu pakeiskite jį nauju Dry-Brik, išmeskite pasibaigusį Dry-Brik su komunalinėmis atliekomis. **PASTABA:** Laiko matuoklio paleidimas NEAKTYVINA Dry-Brik. Jis aktyvinasi tik nuėmus foliją.

### Jūsų Dry & Store prietaisas neveiks efektyviai nebent kas 2 mėnesius keisite Dry-Brik.

- Aktyvintą Dry-Brik įdėkite į Dry & Store Global (**4 pav.**)
- Prijunkite prie AC adapterio:** Mažas apvalus kištukas tinka įkišimui į galinę įrengimo dalį (**5 pav.**). Nestumkite per jėgą; jis turi lengvai įsislinkti. Pagaliau, įjunkite AC adapterį į neįjungtą elektros kištukinį lizdą. Dabar jūsų Dry & Store jau paruoštas naudojimui.



## Dry & Store eksploatavimas

- Nuvalykite drėgmės perteklių ir ausų sierą nuo klausos aparatų įdėkite juos į džiovinimo kamerą. Atidarykite dangtelį ir įdėkite klausos instrumentus arba implantų techninę įrangą dideliame skyriuje dešinėje. Baterijas galite palikti viduje, bet atidarykite baterijos dangtelį ir leiskite cirkuliuoti orui.
- Švelniai uždarykite dangtelį paspauskite "ON" (įjungimo) mygtuką (**6 pav.**). Užsidegs abu rodikliai ir mėlynas, ir žalias. Mėlyna lemputė išsijungs po trijų minučių, nurodyma, kad sterilizavimo ciklas baigtas, o žalia lemputė degs kaip priminimas apie aštuonių valandų ciklą. Laikai yra nurodyti apytikriai. Geriausių rezultatų sulauksite iš pilno Dry & Store ciklo, bet kondicionavimas gali atsirasti po periodų tokių trumpų kaip 30 minučių. Kiekvieną kartą kai atidaromas dangtelis laiko matuoklis yra nustatomas iš naujo.



## Apie UV sterilizavimo ciklą

Ausų nešvarumai ir klausos aparatai slepia mikrobus ir bakterijas. Ultravioletiniai spinduliai esantys jūsų Dry & Store įrengime gali sunaikinti tokius organizmus, o daug naudotojų patirs sumažėjusį niežėjimą ir suerzinimą. Tačiau, Dry & Store nėra sterilizatorius, ir gamintojas negali patvirtinti iki kokio laipsnio gali sunaikinti bakterijas. Dry & Store nėra sukurtas ligos diagnozavimui, sutrukdymui, sekimui gydymui arba palengvinimui. UV lempa gali būti išimama nepaveikiant Dry & Store džiovinimo galimybių, kadangi tai nėra kaitinimo ciklo dalis.

## Dry & Store Global naudojimas su kochleariniais implantais

Priežiūra su Dry & Store yra naudinga implanto techninei įrangai. Pavyzdžiui, mikrofono našumas gali nukentėti nuo drėgmės susikaupimo iš aplinkos ir/arba prakaitavimo. Dry & Store naudojimas, kai kuriems prietaisams, suteikia žymų cinko-oro baterijos tarnavimo laiko skirtumą, ypatingai karštu ir drėgnu oru. Individualūs rezultatai, gali įvairuoti. Pateikiame kelis tikslus pasiūlymus:

- **Už ausies patalpinami kalbos procesoriai:**  
Patalpinkite cinko-oro baterijas procesoriuje (kai tai taikoma), bet nuimkite baterijos dangtelį. Patalpinkite procesorių, laikiklį ir laidą į džiovinimo skyrių dešinėje. Nedėkite nieko išskyrus desikantą kairėje dėklo pusėje.
- **Ant kūno dėvimas kalbos procesorius:**  
Patalpinkite kiek įmanoma daugiau komponentų į džiovinimo skyrių, kad patogiai sutilptų be sukišimo. Dydžio apribojimas gali reikšti, kad procesorius turės būti kondicionuojamas atskirai nuo techninės įrangos. Šiuo atveju, mikrofono montażas turi būti kondicionuojamas dažniau negu procesorius, kadangi jis yra imlesnis sugadinimui dėl drėgmės. Iš kai kurių procesorių gali prireikti išimti baterijos pakuotę.

## Bendra prietaiso priežiūra

Normaliam Dry & Store veikimui palaikyti, neekspluatuokite aukštos drėgmės vietose, tokiose kaip vonia. Laikykite uždarytą dangtelį visą laiką, kadangi desikanto efektyvumas sumažės dėl drėgmės sugėrimo iš aplinkinio oro. Valykite su minkšta pašluoste. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių ir abrazyvų. Nepurškite jokio skysčio į dėkliuką arba ant UV lempos.

## Trikčių diagnostika

- *Nuspaudus <on> (įjungti) mygtuką:* Ar sandariai uždarytas dangtelis ir nuspaustas <on> (įjungti) mygtukas? Jei taip, kad AC adapteris saugiai prijungtas prie abiejų Dry & Store Global prietaiso ir lizdo/maitinimo tinklo ir, kad lizdas/maitinimo tinklas nėra kontroliuojamas išjungto sienos jungiklio. Paskui Išmėginkite kitą AC adapterį (kurį galima įsigyti pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Pakeiskite tik gamintojo suteikiamu adapterius. Jei Ir tada negalėsite paleisti įrenginio, tikriausiai dėl to, kad sugedusios vidinės elektroninės detalės, taigi grąžinkite jį įvertinimui į įsigijimo vietą ar aptarnavimo centrą. PASTABA: ši būklė NERODO, kad bloga UV lempa.
- *Per pirmąsias tris veikimo ciklo minutes nesimato mėlynos spalvos šviesos, bet šviečia žalia lemputė:* Patikrinkite, kad UV lemputė būtų tvirtai patalpinta jos lizduose. Jie ne, Išimkite Ir Iš naujo patalpinkite lemputę, tada iš naujo paleiskite įrangą su sandariai uždarytu dangteliu. Jei per pirmąsias tris veikimo ciklo minutes nesimato mėlynos spalvos šviesos, pakeiskite UV lempą (kurią galima įsigyti pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Pakeiskite tik gamintojo suteikiama specialia lempa. Jei abi mėlyna ir žalia lemputės neužsidega, aukščiau žr. "Neužsidega nei viena lemputė...".
- *Įrenginys kelia pašalinį garsą:* Pašalinio garso problemos yra įprastai susijusios su ventiliatoriumi. Garsas rezonuoja įrengimo viduje, taigi galite tikėtis šiek tiek garso, netgi iš aukštos kokybės mažų ventiliatorių naudojamų Dry & Store. Jeigu ventiliatoriaus triukšmo intensyvumas arba dažnis įvairuoja, atjunkite įrengimą iš elektros ir patikrinkite kliūtis. Jeigu nėra, pateikite įrengimą aptarnavimui.
- *Lempos užsidega, bet įrengimas nepakankamai džioviną:* Ar Dry-Brik buvo keičiamas reguliariai? Svarbu, kad jis būtų pakeičiamas pagal instrukcijas. Jeigu visiškai negirdite garso, sugrąžinkite įrengimą įvertinimui į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą.
- *Maži rutuliukai ritinėja UV lempos viduje:* Tai yra visiškai normalu su lemputėmis pagamintomis Sankyo-Denki arba Ushio. Tai yra aplinkai jautraus gamybos proceso rezultatas.

### ***Jeigu nei vienas iš nurodytųjų punktų neišsprendžia jūsų problemos:***

Šiaurės Amerikoje, skambinkite Klientų aptarnavimo tarnybai telefonu: 1-888-327-1299  
arba apsilankykite [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Už Šiaurės Amerikos ribų įvertinimui, susisiekite su vieta, kurioje pirkote arba aptarnavimo centru.



## Product Information

### Physical Properties

- Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1" x 3.9" x 3.6"). Weight: 907 g (2 lb.).
- Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x 25 mm (4" x 3.5" x 1"), and a small compartment on the left for the desiccant.

### Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

### Operating Features

- Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see below).
- In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal. Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
- Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to remove.

### Desiccant

Dry & Store Global ships with a disposable Dry-Brik<sup>®</sup> desiccant that also adsorbs odors. The Dry-Brik should be replaced every two months. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many parts of the world.

### Battery Removal

Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by Eveready Battery Co. on their Amplifier<sup>®</sup> zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store users noted longer zinc-air battery life.

### Safety & Regulatory

Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).





Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;  
Australia 732268; EPO, France & United Kingdom 0980267;  
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.

**Ear Technology Corporation**  
P.O. Box 1017  
Johnson City, TN 37605-1017  
USA  
[info@dryandstore.com](mailto:info@dryandstore.com)  
[www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)