



## **Operating Instructions**

### **Instrucțiuni de utilizare (Romanian)**

# Dry & Store® Global Operating Instructions

## IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Closely supervise use by, on or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and repair.
- Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
- If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
- The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

**NOTE** - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

### Operating Conditions

Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40°C). It will function properly at indoor ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

### Introduction

Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

### Preparation for Use (Important)

The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before the first use.

1. **Activate the desiccant:** A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (**Figure 1**). Do not remove the foil until you are ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.
2. **Start the Timestrip®:** To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called a Timestrip is included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle (**Figure 2**), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil may also be used (**Figure 3**). *Do not use a sharp object to start the Timestrip!*

When the Timestrip has been successfully activated, a dark vertical line will be visible on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear, try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik in household refuse. NOTE: Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is activated when the foil is removed.

**NOTE: Your Dry & Store will not work effectively unless the Dry-Brik is changed every 2 months.**

3. Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (Figure 4).
4. **Connect the AC adapter:** The small circular plug fits into the rear of the unit (Figure 5). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.

## Using Your Dry & Store

1. Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the battery cover to allow for air circulation.
2. Close lid and gently press the <on> button (Figure 6). Both the blue and the green indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes. Dry & Store Global is reset each time the lid is opened.

## Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). **Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it to cool before handling. Never place metal in a microwave oven!** Best results will occur if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.


## About the UV Sanitizing Cycle

Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.

## Using Dry & Store Global with Cochlear Implants

Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can make a significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are specific suggestions:

- **Behind-the-ear speech processors:** Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put anything except the desiccant on the left side of the tray.



- **Body-worn speech processors:** Place as many components in the drying compartment as will comfortably fit without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some processors.

## General Product Care

To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the tray or onto the UV lamp.

## Troubleshooting

- *No lights illuminate after pressing the <on> button:* Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed? If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC adapter (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty, so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a bad UV lamp.
- *No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on:* Check that the UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp (available from the place of purchase, a service center, or at [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Replace it only with the special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate...” above.
- *Unit is noisy:* Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.
- *Lights illuminate, but unit is not drying properly:* Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.
- *Metal bead inside UV lamp:* This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of their environmentally-sensitive manufacturing process.

*If none of the above solves the problem:*

In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.

# Dry & Store® Global - Instrucțiuni de utilizare

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Acest produs destinat utilizării personale. Atunci când utilizați produse electrice, mai ales în prezența copiilor, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, după cum urmează:

### CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

**PERICOL** - Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Nu utilizați produsul atunci când faceți baie.
- Nu așezați și nu depozitați produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cădă sau o chiuvetă.
- Nu îl puneți și nu îl scapați în apă sau alt lichid.
- Nu atingeți acest produs dacă a căzut în apă. Scoateți-l din priză imediat.

**ATENȚIE** - Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau accident:

- Supravegheați de aproape produsul dacă este utilizat de copii sau invalizi sau în apropierea acestora.
- Utilizați acest produs numai în scopul în care a fost conceput, conform descrierii din acest manual.
- Nu utilizați niciodată acest produs dacă are cablul de alimentare sau ștecarul deteriorate, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost trântit sau deteriorat sau dacă a căzut în apă. Duceți-l la magazinul de unde l-ați cumpărat sau la un centru de reparații pentru examinare și reparații.
- Nu puneți niciodată produsul pe o suprafață moale, ca de exemplu o canapea sau un pat. Îndepărtați scamele, parul și alte asemenea obiecte care pot astupa gurile de aerisire.
- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în spații unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (cu pulverizare) sau unde se administrează oxigen.
- Pentru dezinfectare, Dry & Store Global utilizează o lampă cu radiații ultraviolete (UV) germicide. Această lampă nu luminează atunci când capacul este deschis. Nu modificați și nu forțați nici o piesă care va putea expune la radiațiile lampii UV.
- Dacă se sparge lampa, scoateți imediat aparatul din priză. Folosiți mânuși atunci când îndepărtați cioburile de sticlă. Eliminați produsul în mod corespunzător.
- Adaptorul CA furnizat împreună cu aparatul este fabricat special pentru acest produs. Nu îl folosiți pentru alte aparate și nu folosiți în locul lui adaptoare de la alte aparate electrice.

**NOTĂ** - Dry & Store nu este conceput pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea, tratamentul sau calmarea bolilor.

### ONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Temperatura de funcționare a aparatului Dry & Store Global este cuprinsă în intervalul 36° - 40°C (97° - 104° F). Pentru a funcționa în mod corespunzător, temperatura ambianță trebuie să se situeze în intervalul 18° - 30° C (65° - 86° F) .

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

### Introducere

Dry & Store® Global a fost conceput pentru toate tipurile de aparate auditive, inclusiv proteze auditive, atenuatoare de zgomot, monitoare auriculare și echipamente pentru implant cohlear. Utilizat zilnic, Dry & Store îndepărtează umezeala acumulată, usucă ceara din urechi și dezinfectează suprafețele expuse acțiunii lampii germicide. Dry & Store ameliorează sunetul pentru majoritatea aparatelor auditive, putând de asemenea prelungi durata de viață a bateriilor zinc-aer în zonele cu umiditate mare.

### Pregătirea pentru utilizare (important)

Excicatorul Dry-Brik® trebuie să fie activat în mod corespunzător, iar cablul de alimentare trebuie să fie conectat înainte de prima utilizare:

1. **Activarea excicatorului:** Excicatorul consumabil Dry-Brik, furnizat împreună cu produsul, trebuie înlocuit din două în două luni. Îndepărtați folia de protecție trăgând de colțul prevăzut în acest scop, activând astfel excicatorul

(Figura 1). Nu îndepărtați folia până când nu sunteți gata să utilizați Dry-Brik, deoarece Dry-Brik va începe să absoarbă umezeala imediat după îndepărtarea foliei.

2. **Cum se pornește Timestrip®:** Fiecare exsicator conține un dispozitiv de cronometrare numit Timestrip, care va avertiza atunci când Dry-Brik trebuie înlocuit. Porniți cronometrul apăsând cu putere cu degetul mare bulina din mijloc (Figura 2). În fereastra cronometrului apare o dungă de culoare roșie. Puteți folosi și alte obiecte neascuțite, cum ar fi o guma sau un creion (Figura 3). *Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a activa Timestrip!*

Dupa ce ati activat cu succes Timestrip, o linie neagra verticala va aparea în partea din stânga a ferestrei cronometrului timp de câteva minute. Dacă linia respectiva nu apare, mai încercați o dată. În fiecare zi, dunga roșie se lungește tot mai mult (repede la început, lent aproape de capăt), și, după două luni, fereastra cronometrului va fi complet roșie. În momentul respectiv, înlocuiți cu un nou Dry-Brik, și aruncați Dry-Brik uzat în coșul cu deșeuri menajere. **NOTA:** Pornirea cronometrului NU activează Dry-Brik. Acesta se activează după îndepărtarea foliei.

**Aparatul dvs. Dry & Store nu va funcționa corespunzător dacă nu schimbați Dry-Brik din două în două luni.**

3. **Puneți Dry-Brik activat în Dry & Store Global (Figura 4).**
4. **Conectarea adaptorului CA:** Mufa mică circulară se cuplează în partea din spate a aparatului (Figura 5). Nu forțați; trebuie să intre ușor. La sfârșit, conectați adaptorul CA la o priză electrică dedicată. Aparatul dvs. Dry & Store este gata de utilizare.

## Mod de utilizare

1. Ștergeți surplusul de umezeală și ceara de urechi de pe aparatul dvs. auditiv înainte de a-l introduce în camera de uscare. Deschideți capacul și puneți aparatul auditiv sau componentele implantului în compartimentul mare din partea dreaptă. Puteți lăsa bateriile înăuntru, dar trebuie să deschideți capacul compartimentului bateriilor pentru a lăsa aerul să circule.
2. Închideți capacul și apăsați ușor butonul <on> (pornit) (Figura 6). Se va aprinde atât lumina albastră cât și cea verde. Lumina albastră se va stinge după trei minute, indicând faptul că ciclul de dezinfectare s-a terminat, iar lumina verde va rămâne aprinsă pe toată durata ciclului de opt ore. Perioadele indicate sunt aproximative. Pentru a obține rezultate optime, trebuie parcurs întregul ciclu Dry & Store, dar condiționarea se poate realiza și pentru perioade de numai 30 de minute. Cronometrul este adus la zero la fiecare deschidere a capacului.

## Despre ciclul de dezinfectare cu UV

Urechea favorizează dezvoltarea germenilor și bacteriilor care se depun apoi pe aparatele auditive. Radiația ultravioletă generată de aparatul dvs. Dry & Store poate elimina aceste organisme, efectul fiind pentru mulți utilizatori reducerea mâncărimilor și a iritației. Totuși, Dry & Store nu este un sterilizator, prin urmare producătorul nu își asumă răspunderea pentru un anumit grad de eliminare a bacteriilor. Dry & Store nu este conceput pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea, tratamentul sau calmarea bolilor. Lampa UV poate fi demontată fără a se afecta capacitatea de uscare a Dry & Store, deoarece ea nu participă la ciclul de încălzire.

## Utilizarea Dry & Store Global pentru implanturi cohleare

Componentele electronice ale implantului trebuie menținute uscate pentru a funcționa în mod corespunzător, iar utilizând regulat Dry & Store se poate elimina umezeala acumulată din mediul ambiant sau din cauza transpirației. Pentru anumite modele, Dry & Store poate avea o mare contribuție la prelungirea duratei de viață a bateriei zinc-aer, în special în condiții de căldură și umiditate. Rezultatele variază de la un aparat la altul. Va prezentăm câteva sugestii specifice:



- **Procesoare vocale retroauriculare:** Lasati bateriile zinc-aer în procesor (daca este cazul) dar scoateti capacul compartimentului bateriilor. Puneti procesorul, casca și cablul în compartimentul de uscare din partea dreapta. Nu puneti altceva în afara de Dry-Byk în partea dreapta a tavii.
- **Procesoare vocale fixate pe corp:** Puneti cât mai multe componente în compartimentul de uscare în așa fel încât sa încapa unul lângă altul fara sa se aglomereze. Limitele de spatiu pot face necesara conditionarea separata a procesorului fata de celelalte componente. În acest caz, ansamblul microfon trebuie conditionat mai des decât procesorul deoarece este mai predispus la defectiunile cauzate de umezeala. S-ar putea sa fie nevoie sa scoateti setul de baterii din anumite procesoare.

## Reguli generale privind întreținerea produsului

Pentru a mentine functionarea corespunzatoare a Dry & Store, nu îl utilizati în locuri cu umiditate mare, ca de exemplu în baie. Tineti capacul închis în permanenta, deoarece eficacitatea exsicatorului se va reduce din cauza absorbtiei umezelii din aerul ambiant. Curatati cu o cârpa moale. Nu utilizati niciodata detergenti puternici sau abrazivi. Nu pulverizati nici un lichid pe tava sau pe lampa UV.

## Depanarea problemelor

- *Nici o lumina nu se aprinde dupa apasarea butonului <on> (pornit):* Ati închis bine capacul și ati apasat butonul <on>? Daca da, verificati daca adaptorul CA este bine conectat la aparatul Dry & Store Global și la priza de retea și daca priza de retea nu este controlata de un întrerupator aflat în pozitia închis. Apoi, încercati sa înlocuiti adaptorul CA cu unul nou (disponibil la magazinul de unde ati cumparat produsul, la un centru de service, sau la [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Înlocuiti-l numai cu un adaptor furnizat de producator. Daca aparatul tot nu pornește, circuitele electronice interne sunt probabil defecte, așa ca returnati-l la magazinul de unde l-ati cumparat sau la un centru de service pentru examinare. **NOTA:** aceasta problema NU semnaleaza faptul ca lampa UV este defecta.
- *Nu se vede nici o lumina albastra in primele trei minute ale ciclului de functionare, dar ledul verde este aprins:* Verificati daca lampa UV este bine fixata pe soclu. Daca nu, demontati și repositionati lampa, apoi reporniti aparatul cu capacul bine închis. Daca lumina albastra nu se aprinde în primele trei minute, înlocuiti lampa UV (disponibila la magazinul de unde ati cumparat produsul, la un centru de service sau la [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Înlocuiti-l numai cu lampa speciala furnizata de producator. Daca nu se aprinde nici lumina albastra, nici cea verde, a se vedea „Nici o lumina nu se aprinde...” mai sus.
- *Aparatul face zgomot:* Problemele cu zgomotul sunt de obicei legate de ventilator. Sunetul rezonaza în interiorul aparatului, așa ca e de așteptat sa auziti ceva zgomot, chiar și de la ventilatorul cu rulmenti utilizat de Dry & Store. Daca intensitatea sau frecventa ventilatorului variaza, scoateti aparatul din priza și verificati daca lamele sunt blocate. În caz contrar, duceti aparatul la reparat.
- *Luminile se aprind, dar aparatul nu usuca in mod corespunzator:* Ati înlocuit Dry-Brik cu regularitate? Este important sa fie înlocuit din doua în doua luni, conform instructiunilor. Verificati daca ventilatorul se învârte.. Daca ventilatorul nu emite nici un sunet, returnati aparatul la magazinul de unde l-ati cumparat sau la un centru de service pentru examinare.
- *Boabe metalice in interiorul lampii UV:* Este perfect normal în cazul lampilor fabricate de Sankyo-Denki sau Ushio. Este rezultatul procesului de fabricatie sensibil la schimbarile de mediu.

### ***Daca problema nu se rezolva dupa ce ati incercat toate solutiile de mai sus:***

În America de Nord, sunati serviciul relatii clienti la 1-888-327-1299 sau vizitati [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

În afara Americii de Nord, luati legatura cu magazinul de unde ati cumparat produsul sau un centru de service pentru evaluare





## Product Information

### Physical Properties

- Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1" x 3.9" x 3.6"). Weight: 907 g (2 lb.).
- Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x 25 mm (4" x 3.5" x 1"), and a small compartment on the left for the desiccant.

### Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

### Operating Features

- Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see below).
- In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal. Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
- Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to remove.

### Desiccant

Dry & Store Global ships with a disposable Dry-Brik® desiccant that also adsorbs odors. The Dry-Brik should be replaced every two months. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many parts of the world.

### Battery Removal

Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by Eveready Battery Co. on their Amplifier® zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store users noted longer zinc-air battery life.

### Safety & Regulatory

Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).





Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;  
Australia 732268; EPO, France, & United Kingdom 0980267;  
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.

Ear **Technology** Corporation  
P.O. Box 1017  
Johnson City, TN 37605-1017  
USA  
[info@dryandstore.com](mailto:info@dryandstore.com)  
[www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)