



Operating Instructions

Kullanma Kılavuzu (Turkish)

Dry & Store® Global Operating Instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is for household use. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER - To reduce the risk of electrocution:

- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for this device if it has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Closely supervise use by, on or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the place of purchase or service center for examination and repair.
- Never place the product on a soft surface such as a bed. Keep any air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Dry & Store Global uses germicidal ultraviolet light (UV) for sanitizing. This light will not illuminate when the lid is open. Do not modify or override any components that may allow exposure to UV light.
- If the lamp shatters, unplug immediately. Wear gloves when removing glass particles. Dispose of properly.
- The AC adapter included with your unit is made specifically for this product. Do not use it with another appliance, and do not use an adapter from any other electrical device in its place.

NOTE - Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

OPERATING CONDITIONS

Dry & Store Global operates at a temperature range of 97° to 104° F (36° to 40° C). It will function properly at indoor ambient temperatures from 65° to 86° F (18° to 30° C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions

Dry & Store® Global has been designed for all types of hearing instruments, including hearing aids, noise maskers, ear monitors, and cochlear implant equipment. Used daily, Dry & Store removes damaging moisture accumulation, dries earwax and sanitizes surfaces exposed to its germicidal lamp. Dry & Store will make most hearing instruments sound better, and it can also extend zinc-air battery life in high humidity locations.

Preparation for Use (Important)

The moisture-adsorbing Dry-Brik® desiccant must be properly activated, and the power cord must be connected before the first use:

1. **Activate the desiccant:** A disposable Dry-Brik, which must be replaced every two months, is included. Using the pull tab, remove the foil cover, which activates the desiccant (**Figure 1**). Do not remove the foil until you are ready to use the Dry-Brik, because once it is removed the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.
2. **Start the Timestrip®:** To alert you when it is time to replace the Dry-Brik, a timing device called Timestrip is included with each desiccant. Start the timer by firmly pressing your thumb down on the bubble in the middle (**Figure 2**), which releases a red dye into the timer window. Other blunt objects, such as the eraser end of a pencil may also be used (**Figure 3**). *Do not use a sharp object to activate the Timestrip!*

When the Timestrip has been successfully activated, a dark vertical line will be visible on the left end of the timer window within a few minutes. If this line does not appear, try again. Each day the red strip will get a little longer (fast at the beginning, slow as it nears the end), and at the end of two months, the timer window will be completely red. Replace it with a new Dry-Brik at that time, and dispose of the depleted Dry-Brik in household refuse. NOTE: Starting the timer does NOT activate the Dry-Brik. It is activated when the foil is removed.

NOTE: Your Dry & Store will not work effectively unless the Dry-Brik is changed every 2 months.

3. Place the activated Dry-Brik in Dry & Store Global (Figure 4).
4. Connect the AC adapter: The small circular plug fits into the rear of the unit (Figure 5). Do not force; it should slide in easily. Finally, plug the AC adapter into a non-switched electrical outlet. Your Dry & Store is now ready for use.

Using Your Dry & Store

1. Wipe excess moisture and earwax from your hearing aids before placing them in the drying chamber. Open the lid and place your hearing instruments or implant hardware in the large compartment on the right. You may leave the batteries in, but open the battery cover to allow for air circulation.
2. Close lid and gently press the <on> button (Figure 6). Both the blue and the green indicators will illuminate. The blue light will go off after three minutes, indicating that the sanitizing cycle is over, and the green light will stay on for the remainder of the eight-hour cycle. Times are approximate. Best results come from an entire Dry & Store cycle, but conditioning can occur over periods as short as 30 minutes. The timer is reset each time the lid is opened.

Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with a metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange to clear (or from blue to light pink, depending on the model). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional (not microwave) oven for 2 hours or more at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). Use care when removing the metal desiccant can from the oven. Allow it to cool before handling. Never place metal in a microwave oven! Best results will occur if the can is covered by a drinking glass during the cooling period.

About the UV Sanitizing Cycle

Ear molds and hearing aids harbor germs and bacteria. The ultraviolet light in your Dry & Store unit can kill such organisms, and many users will experience reduced itching and irritation. However, Dry & Store is not a sterilizer, and the manufacturer makes no claims as to degree of bacterial kill. Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease. The UV lamp may be removed without affecting the drying capability, as it is not part of the heating cycle.

Using Dry & Store Global with Cochlear Implants

Implant hardware can also benefit from Dry & Store care. For example, microphone performance can suffer from moisture accumulation from the environment and/or perspiration. For some, regular Dry & Store use can make a significant difference in zinc-air battery life, especially in hot and humid weather. Individual results will vary. Here are specific suggestions:

- **Behind-the-ear speech processors:** Leave zinc-air batteries in the processor (where applicable) but remove the battery cover. Place the processor, headpiece and cable in the drying compartment on the right. Do not put anything except the desiccant on the left side of the tray.



- **Body-worn speech processors:** Place as many components in the drying compartment as will comfortably fit without crowding. Size limitations might mean that the processor will need to be conditioned separately from other hardware. If this is the case, the microphone assembly should be conditioned more frequently than the processor, as it is more susceptible to moisture damage. The battery pack may need to be removed from some processors.

General Product Care

To keep your Dry & Store working properly, do not operate it in high-humidity locations such as a bathroom. Keep the lid closed at all times, because the effectiveness of the desiccant will be reduced due to moisture adsorption from the surrounding air. Clean with a soft cloth. Never use strong cleaning agents or abrasives. Do not spray any liquid into the tray or onto the UV lamp.

Troubleshooting Problems

- *No lights illuminate after pressing the <on> button:* Is the lid closed tightly and has the <on> button been pushed? If yes, verify that the AC adapter is securely connected to both the Dry & Store Global unit and the outlet/mains and that the outlet/mains is not controlled by a wall switch which is in the off position. Next, try another AC adapter (available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with an adapter provided by the manufacturer. If the unit still will not start, the internal electronics are probably faulty, so return it to the place of purchase or service center for evaluation. NOTE: this condition does NOT indicate a bad UV lamp.
- *No blue light is visible during first three minutes of the operating cycle, but the green light is on:* Check that the UV lamp is firmly positioned in its sockets. If not, remove and reposition the lamp, then re-start the unit with the lid closed tightly. If the blue light does not illuminate during the first three minutes, replace the UV lamp (available from the place of purchase, a service center, or at www.dryandstore.com). Replace it only with the special lamp provided by the manufacturer. If both blue and green lights fail to light, see “No lights illuminate...” above.
- *Unit is noisy:* Noise problems are usually fan-related. Sound resonates inside the unit, so some noise is to be expected, even from the high-quality ball-bearing fan used in Dry & Store. If the fan noise varies in intensity or frequency, disconnect the unit from power and check for obstructions. If none, have the unit serviced.
- *Lights illuminate, but unit is not drying properly:* Has the Dry-Brik been replaced regularly? It is important that it be replaced every two months according to the instructions. Check for fan movement. If no fan sound can be heard, return the unit to the place of purchase or service center for evaluation.
- *Metal bead inside UV lamp:* This is perfectly normal with bulbs made by Sankyo-Denki or Ushio. It is a result of their environmentally-sensitive manufacturing process.

If none of the above solves the problem:

In North America, call Customer Service at 1-888-327-1299 or visit www.dryandstore.com

Outside North America, contact the place of purchase or a service center for evaluation.

Dry & Store® Global Kullanma Kılavuzu

ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrikli ürünler kullanılırken, ve özellikle çocukla varken, aşağıdakiler dahil temel güvenlik önlemleri daima uygulanmalıdır:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN

TEHLİKE - Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- Banyo yaparken kullanmayın.
- Ürünü bir lavabo veya banyo küvetine düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve böyle bir yerde saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıya koymayın ve düşürmeyin.
- Cihaz suya düştüyse almak için uzanmayın. Hemen fişten çekin.

UYARI - Elektrik çarpması, yangın veya kişilerin zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Çocuklar veya engelliler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakından takip edin.
- Bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif edilen amaçlanan kullanım için kullanın.
- Bu ürünü fişi veya kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse kesinlikle kullanmayın. İncelenmesi ve tamir edilmesi için aldığınız yere veya servise götürün.
- Ürünü hiçbir zaman bir koltuk veya yatak gibi yumuşak bir yüzeye koymayın. Hava açıklıklarını toz birikimi, saç ve benzerinin tıkanmasına izin vermeyin.
- Dış ortamlarda, aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde ve oksijen verilen yerlerde kullanmayın.
- Dry & Store Global temizleme için mikrop öldürücü ultraviyole ışık (UV) kullanır. Bu ışık kapak açırken yanmayacaktır. UV ışığa maruz kalmaya yol açacak şekilde herhangi bir bileşeni değiştirmeyin ve çalışmasını önlemeyin.
- Lamba kırılırsa hemen fişten çekin. Cam parçalarını temizlerken eldiven giyin. Uygun şekilde atın.
- Üniteniz ile sağlanan AC adaptörü özellikle bu ürün için yapılmıştır. Başka bir cihaz için kullanmayın ve aynı şekilde yerine başka bir elektrikli cihazın adaptörünü kullanmayın.

NOT - Dry & Store hastalık tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi için tasarlanmamıştır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Dry & Store Global 36° - 40° C (97° - 104° F) sıcaklık aralığında çalışır. Dahili mekanlarda 18° - 30° C (65° - 86° F) sıcaklıkta düzgün çalışacaktır.

BU TALİMATI SAKLAYIN

Giriş

Dry & Store® Global işitme cihazları, gürültü maskeleyicileri, kulak monitörleri ve kohlear implant malzemesi dahil her tipte işitme yardımcısı için tasarlanmıştır. Her gün kullanıldığında Dry & Store hasar verici nem birikimini giderir, kulak kirini kurutur ve mikrop öldürücü lambasına maruz kalan yüzeyleri temizler. Dry & Store çoğu işitme cihazının daha iyi ses vermesini sağlar ve ayrıca çok nemli yerlerde çinko-hava pilinin ömrünü uzatabilir.

Kullanım Hazırlığı (Önemli)

Nem emici ve adsorbe edici Dry-Brik® kurutucu ilk kullanımdan önce uygun şekilde aktive edilmeli ve güç kablosu takılmalıdır.

- Kurutucuyu aktive edin:** İki ayda bir değiştirilmesi gereken atılabilir bir Dry-Brik sağlanmıştır. Çekme çıkıntısını kullanarak folyo örtüyü çıkarın ve böylece kurutucuyu aktive edin (Şekil 1). Folyoyu Dry-Brik kullanımına hazır olmadan çıkarmayın çünkü çıkarılmasının ardından Dry-Brik nem adsorpsiyonuna başlayacaktır.

2. **Timestrip® (Zaman Stripi) kısmını başlatın:** Dry-Brik değiştirme zamanının geldiği konusunda sizi uyarmak için her kurutucuyla Timestrip adlı bir süre ölçer cihazı sağlanmaktadır. Süre ölçeri başparmağınızı ortaya sıkıca bastırarak başlatın (**Şekil 2**); bu işlem zamanlayıcı penceresine kırmızı bir boya bırakır. Bir kalemin silgi ucu gibi başka kün t cisimler de kullanılabilir (**Şekil 3**). *Timestrip aktivasyonu için keskin bir cisim kullanmayın!*

Timestrip başarıyla başlatıldığında birkaç dakika içinde süre ölçer penceresinin sol ucunda koyu bir dikey çizgi belirecektir. Bu çizgi belirmezse tekrar deneyin. Kırmızı strip her gün biraz uzar (önceleri hızlı ve sona yaklaştıkça yavaş) ve iki ayın sonunda süre ölçer penceresini tamamen kırmızı olacaktır. Artık yeni bir Dry-Brik ile değiştirin ve bitmiş Dry-Brik'i ev çöprü ile atın. NOT: Süre ölçeri başlatmak Dry-Brik'i aktive etmez. Folyo çıkartıldığında aktive olur.

Dry & Store cihazımız Dry-Brik 2 ayda bir değiştirilmese etkin bir şekilde çalışmayacaktır.

3. **Aktive Dry-Brik'i Dry & Store Global içine koyun** (**Şekil 4**).
4. **AC adaptörünü takın:** Küçük dairesel fiş ünitenin arkasına girer (**Şekil 5**). Fiş zorlamayın; yerine kolayca girmelidir. Son olarak AC adaptörünü anahtarsız bir prize takın. Dry & Store'unuz artık kullanıma hazırdır.

Dry & Store'unuzun Kullanılması

1. İşitme cihazlarınızı kurutma bölmesine yerleştirmeden önce üzerlerinden fazla nem ve kulak kirini silin. Kapağı açın ve işitme cihazlarınızı veya implant malzemenizi sağdaki büyük bölmeye yerleştirin. Pilleri cihazın içinde bırakabilirsiniz ama hava dolaşımını sağlamak için pil kapağını açın.
2. Kapağı kapatın ve "on" (açık) düğmesine hafifçe basın (**Şekil 6**). Mavi ve yeşil işaretler birlikte yanacaktır. Mavi ışık üç dakika sonra söner ve temizleme döngüsünün tamamlandığını gösterir; yeşil ışık ise sekiz saatlik döngünün kalan kısmı boyunca açık kalacaktır. Bu süreler yaklaşıktır. En iyi sonuçlar Dry & Store döngüsünün tamamlanmasıyla elde edilir ama 30 dakika gibi kısa sürelerle de bir sonuç alınabilir. Kapak her açıldığında süre ölçer başlangıç durumuna getirilir.


UV Temizleyici Döngü Hakkında

Kulak kalıpları ve işitme cihazları mikroplar ve bakteriler taşır. Dry & Store ünitenizdeki ultraviyole ışık bu organizmaları öldürebilir ve birçok kullanıcı kaşınma ve irritasyonun azaldığını hissedeceklerdir. Ancak Dry & Store bir sterilizatör değildir ve üretici bakteri öldürmenin derecesi konusunda bir iddiada bulunmamaktadır. Dry & Store hastalık tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi için tasarlanmamıştır. UV lambası ısıtma döngüsünün bir parçası olmadığından Dry & Store'un kurutma özelliğini etkilemeden çıkartılabilir.

Dry & Store Global'in Kohlear İmplantlarla Kullanılması

İmplant malzemesi de Dry & Store bakımından fayda görebilir. Örneğin, mikrofon performansı ortamdaki nem nedeniyle nem birikiminden etkilenebilir. Bazı kişilerde düzenli Dry & Store kullanımı çinko-hava pili ömründe, özellikle sıcak ve nemli havalarda, önemli bir değişiklik yapabilir. Sonuçlar kişiden kişiye değişecektir. Aşağıda bazı spesifik öneriler bulacaksınız:

- **Kulak arkası konuşma işlemcileri:**
Çinko-hava pillerini işlemcide bırakın (uygunsa) ama pil kapağını çıkartın. İşlemciyi, baş kısmını ve kabloyu sağdaki kurutma bölmesine yerleştirin. Tepsinin sol kısmına kurutucu dışında hiçbir şey koymayın.
- **Vücutta taşınan konuşma işlemcileri:**
Kurutucu bölmeye sıkışıklığa yol açmadan koyabileceğiniz kadar parçayı koyun. Büyüklükle ilgili kısıtlamalar nedeniyle işlemcinin diğer malzemedan ayrı olarak işleme konması gerekebilir. Bu durumda mikrofon kısmı nem



hasarına daha açık olduğundan işlemciden daha sık işleme konmalıdır. Bazı işlemcilerden pil paketinin çıkarılması gerekebilir.

Genel Ürün Bakımı

Dry & Store'unuzu düzgün çalışır durumda tutmak için banyo gibi çok nemli konumlarda çalıştırmayın. Kurutucunun etkinliği çevre havadan nem emilmesi sonucunda azalacağından kapağı daima kapalı tutun. Temiz bir bezle temizleyin. Kuvvetli temizlik maddeleri veya çizicileri kesinlikle kullanmayın. UV lambasına veya tepsiyeye sıvı spreylemeyin.

Problem Giderme

- *<Açık> düğmesine bastıktan sonra ışık yanmıyor:* Kapak sıkıca kapatılıp <açık> düğmesine basılmış mı? Evetse, AC adaptörünün hem Dry & Store Global ünitesi hem de elektrik çıkışı sıkıca takıldığından ve elektrik çıkışının kapalı durumdaki bir duvar anahtarıyla kontrol edilmediğinden emin olun. Sonra başka bir AC adaptörü deneyin (cihazı satın aldığınız yerden, bir servis merkezinden veya www.dryandstore.com web sitesinden sağlanabilir). Öncekinin yerine sadece üreticinin sağladığı bir adaptör kullanın. Ünite halen çalışmazsa muhtemelen dahili elektronik devreler arızalıdır, değerlendirilmesi için aldığınız yere veya servis merkezine için geri gönderin. NOT: bu durum hatalı bir UV lambası anlamına GELMEZ.
- *Çalışma döngüsünün ilk üç dakikası boyunca mavi ışık görülüyor ama yeşil ışık açık:* UV lambasının yuvasında sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun. Değilse lambayı çıkartıp tekrar yerleştirin ve sonra üniteyi kapağı sıkıca kapalı olarak tekrar başlatın. Mavi ışık ilk üç dakika içinde yanmazsa UV lambasını değiştirin (cihazı satın aldığınız yerden, bir servis merkezinden veya www.dryandstore.com web sitesinden sağlanabilir). Öncekinin yerine sadece üreticinin sağladığı özel lambayı kullanın. Mavi ve yeşil ışıkların ikisi de yanmıyorsa yukarıdaki "Işıklar yanmıyor..." kısmına bakın.
- *Ünite gürültülü çalışıyor:* Gürültü problemleri genellikle fanla ilgilidir. Ses üniteniz içinde titreşir ve bu nedenle Dry & Store'da kullanılan yüksek kalitede bilyalı fanın bile bir miktar gürültü beklenebilir. Fan gürültüsünün şiddeti veya frekansı değişiyorsa üniteyi fişten çekin ve tıkanıklık açısından kontrol edin. Tıkanıklık yoksa üniteyi servise gönderin.
- *Işıklar yanıyor ama ünite iyi kurutmuyor:* Dry-Brik düzenli olarak yenilenmiş mi? Talimata göre yenilenmesi önemlidir. Fan sesi duyulmuyorsa üniteyi incelenmesi için aldığınız yere veya bir servise gönderin.
- *UV lamba içinde küçük bir boncuk hareket ediyor:* Sankyo-Denki veya Ushio tarafından yapılan ampullerde bu tamamen normaldir. Bu durum çevreyi koruyucu üretim işlemlerinin bir sonucudur.

Yukarıdakilerden hiçbiri problemi çözmezse:

Kuzey Amerika'da 1-888-327-1299'dan Müşteri Hizmetlerini arayın ya da www.dryandstore.com web sitesini ziyaret edin.

Kuzey Amerika dışında cihazın incelenmesi için cihazı satın aldığınız yeri veya bir servisi arayın.



Product Information

Physical Properties

- Outside dimensions: 180 mm x 99 mm x 91 mm (7.1" x 3.9" x 3.6"). Weight: 907 g (2 lb.).
- Drying tray has two compartments, a large drying area on the right which measures 102 mm x 90 mm x 25 mm (4" x 3.5" x 1"), and a small compartment on the left for the desiccant.

Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A maximum. Output: 24 VDC at 15W maximum.

Operating Features

- Unit turns off automatically after eight hours unless interrupted, but the normal cycle can be interrupted at any time by opening the lid. The germicidal lamp operates only during the first three minutes (see below).
- In just three minutes, the UV germicidal lamp delivers more than 1,000 joules/square meter, producing enough germicidal energy for a 99% kill on common microorganisms found in the external ear canal. Elimination of this flora from hearing aids can significantly reduce itching and the reintroduction of infection-causing bacteria into the ear canal. At 4 watts, the UV lamp is a surface sanitizer only, and it has little to no penetrating power. This means that it is not damaging to plastics or earmolds. The UV lamp has a life expectancy of many years, but it is user-replaceable if needed. (NOTE: Dry & Store is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.)
- Ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Dry & Store will remove the moisture from cerumen, decreasing its volume and making it easy to remove.

Desiccant

Dry & Store Global ships with a single disposable Dry-Brik® desiccant that also contains activated carbon for odor absorption. In most parts of the world, users will require 6 to 7 Dry-Briks per year, changing them once a month during warm weather and every two months the rest of the year. Dry-Briks may need to be changed monthly in tropical, sub-tropical, or other high-humidity locations. A rechargeable can desiccant is available as an accessory in many parts of the world.

Battery Removal

Batteries do not have to be removed from hearing aids before Dry & Store use. Independent tests by Eveready Battery Co. on their Amplifier® zinc-air batteries showed a 10-20% gain in battery life under high humidity conditions. This was confirmed by a user survey which showed that over half of Dry & Store users noted longer zinc-air battery life.

Safety & Regulatory

Certified to ETL, UL, CSA standards. CE marked. PSE (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand).



Dry & Store® is protected by U.S. Patents 5,640,783; 5,852,879; D 467-394;
Australia 732268; EPO, France, & United Kingdom 0980267;
Germany DE 697 28 438 T2; Spain ES 2218681 T3; Japan 3705608.

Ear Technology Corporation
P.O. Box 1017
Johnson City, TN 37605-1017
USA
info@dryandstore.com
www.dryandstore.com