



Navodila za delovanje (Slovenian)

Zephyr navodila za delovanje

POMEMBNA OPOZORILA

Ta proizvod je namenjen vsakodnevni uporabi. Kadar uporabljate električne aparate, posebno v prisotnosti otrok, je potrebno vedno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, ki vključujejo:

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

NEVARNOST – Za zmanjšanje nevarnosti elektrošoka:

- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Proizvoda ne odlagajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali pa ga lahko potegne v cev ali odtok.
- Ne polagajte ali spuščajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se te naprave, če je že padla v vodo. Takoj jo povlecite iz vtičnice.

OPOZORILO – Za zmanjšanje tveganja opeklin, električnega šoka, ognja ali poškodbe oseb:

- Uporabo skrbno nadzorujte, če napravo uporabljajo, ali pa so v bližini otroci ali invalidi.
- Ta proizvod uporabljajte samo v namene, opisane v teh navodilih.
- Te naprave nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovano žico ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je poškodovana, ali pa je padla v vodo. Vrnite jo na mesto nakupa ali servis, da jo pregledajo in popravijo.
- Proizvoda nikoli ne odlagajte na mehko podlago kot sta kavč ali postelja. Vse odprtine morajo biti brez kosmov, las in podobnega.
- Ne uporabljajte zunaj ali kjer so prisotni proizvodi na osnovi aerosolov (spreji) ali kjer se nadzoruje količina kisika.
- AC adapter, ki je priložen vaši napravi, je narejen posebej zanjo. Ne uporabljajte ga z drugo napravo, niti ne uporabljajte adapterja kakšne druge naprave namesto tega.

OPOZORILO – Zephyr ni namenjen diagnozi, preprečevanju, spremljanju, zdravljenju ali lažšanju bolezní.

DELOVNI POGOJI

Zephyr deluje pri temperaturi v območju med 36° in 40° C (97° in 104° F). Pravilno bo deloval pri sobnih temperaturah od 18° do 27° C (65° do 80° F).

SHRANITE TA NAVODILA

Uvod

Pri vsakodnevni uporabo pripomoček Zephyr odstrani škodljivo kopičenje vlage, posuši ušesno maslo in odstrani vonjave. Zephyr pripomore k izboljšanju zvoka slušnih aparatov, prav tako pa lahko podaljša življenjsko dobo cinkove-zračne baterije na izredno vlažnih območjih.

Sestava

- 1. Aktivirajte sušilno sredstvo.** Priložen je sušilni vložek Dry-Brik® za enkratno uporabo, ki ga morate zamenjati vsake dva meseca. Dry-Brik opravlja dve pomembni nalogi: (1) v celoti odstrani molekule vlage, ki se sprostijo iz naprav med sušilnim ciklusom in (2) zniža stopnjo relativne vlažnosti v notranjosti zaboja bolj kot pa je to možno doseči z grelnikom, kar maksimira sušilne zmogljivosti.



Za aktiviranje vložka Dry-Brik morate odstraniti folijo, ki ga prekriva (slika 1). Ne odstranite folije pred uporabo vložka Dry-Brik, saj po njeni odstranitvi Dry-Brik takoj prične vpijati vlago.



- 2. Zabeležite datum aktiviranja.** Vsak Dry-Brik ima priloženo kartico, da vas spomni na potrebno zamenjavo. Na kartico vpišite datum aktiviranja vložka Dry-Brik (slika 2).



- 3. Vstavite aktivirano sušilno sredstvo Dry-Brik v pripomoček Zephyr (slika 3).**
- 4. Priključite adapter za izmenični tok:** Priključite adapter za izmenični tok v nezamenjano električno vtičnico in nato vstavite majhen, okrogel vtič v zadnjo stran enote.

Uporaba pripomočka Zephyr

- 1.** Preden slušni aparat vstavite v sprednjo sušilno komoro, z njega obrišite odvečno vlago in ušesno maslo. Baterije lahko pustite noter, vendar odprite pokrov za baterije, da omogočite kroženje zraka.

2. Zaprite pokrov in pritisnite na gumb VKLOP/IZKLOP na desni strani enote. Zeleni indikator nad gumbom za VKLOP/IZKLOP bo osem ur delovanja svetil in nato se bo enota samodejno izklopila. Zephyr lahko prav izklopite s ponovnim pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP. Najboljše rezultate pridobite pri celotnem, osem urnem ciklu, vendar se sušenje izvedete tudi v eni uri.

Uporaba pripomočka Zephyr s polževim vsadkom

Območje za procesorji ušesa in drugimi vsadki mora biti suho, da je zagotovljeno pravilno delovanje. Vstavite procesor, naglavni del in kabel v sprednji sušilni prostor. Redna uporaba pripomočka Zephyr lahko prav znatno podaljša življenjsko dobo cinkove-zračne baterije, predvsem v vlažnih predelih (posamezni rezultati se razlikujejo). Pustite cinkove-zračne baterije v procesorju (če je smiselno), vendar odstranite pokrov baterije.

Splošna nega izdelka

Pripomočka Zephyr ne uporabljajte v izredno vlažnih prostorih, kot je kopalnica. Pokrov naj bo ves čas zaprt, ker se bo učinkovitost sušilnega sredstva Dry-Brik zaradi vpivanja vlage iz okoljskega zraka zmanjšala. Površine očistite z mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistil ali abrazivnih sredstev. Na pladenj ne škropite tekočine.

Odpravljanje težav s pripomočkom Zephyr

- *Enota se ne vklopi (zelena lučka ne zasveti):* Zagotovite, da ste močno pritisnili na gumb za VKLOP/IZKLOP. Preverite, ali je adapter za izmenični tok dobro priključen v zadnji del enote in vtičnico. Ali je vtičnico mogoče nadzirati s stenskim stikalom? Če to ne pomaga, poskusite z drugim adapterjem za izmenični tok (kupite ga lahko pri prodajalcu, servisnem centru ali preko spleta na naslovu www.dryandstore.com). Zamenjajte *samo* z adapterjem, ki ga dobavi isti proizvajalec.
- *Zelena lučka sveti, vendar enota ne suši pravilno:* Ali ste sušilno sredstvo Dry-Brik redno menjavali? Pomembno je, da ga zamenjate vsaka dva meseca v skladu z navodili. Preverite, ali se ventilator vrti. Če ventilatorja ni možno slišati, se obrnite na prodajalca ali servisni center.

Če težave ni mogoče odpraviti z zgornjimi ukrepi:

v Severni Ameriki pokličite 1-888-327-1299 ali obiščite www.dryandstore.com

Izven Severne Amerike se obrnite na prodajalca ali servisni center.

Zephyr[®] by Dry & Store[®]

Physical Properties

- Outside dimensions are 150 mm x 92 mm x 72 mm (5.9" x 3.6" x 2.8").
- The drying tray has two compartments: the forward drying area measures 80 mm x 65 mm x 24 mm (3.2" x 2.6" x 1.0"), and a small Dry-Brik[®] compartment is in the rear of the tray.
- Weight as shipped is approximately 582 g (1 lb, 4 oz).

Power Supply

Input: 100-240 volts AC, 50/60 Hz, 1.0A max. Output: 24 VDC at 15W max. Zephyr power supplies are interchangeable with Dry & Store[®] Global and are CE Marked. They are certified to ETL, UL, and CSA standards, and carry GS (Germany), PSE/JET (Japan), C-Tick (Australia/New Zealand), KC (Korea), and SABS (South Africa) certifications.

Operating Features

- A ball-bearing fan continuously circulates warm, dry air for the entire operating cycle, causing moisture to move out of the hearing instruments by diffusion. A desiccant in the airflow path strips the moisture out of the air, ensuring continuous dry operation.
- Zephyr will dry cerumen, making it easier to remove from the hearing instrument.
- Zephyr turns off automatically after 8 hours unless the ON/OFF button on the side is pressed.
- Batteries do not have to be removed from hearing devices.
- Zephyr is not designed to diagnose, prevent, monitor, treat, or alleviate disease.

Rechargeable Canister Desiccant (optional)

A small number of international configurations are shipped with an optional metal canister desiccant instead of a Dry-Brik. The protective label should be removed from both sides before use. As moisture is adsorbed by the desiccant, the indicator will change from orange (good) to green (bad). The color change signals that the desiccant can no longer adsorb moisture. To restore function, place the metal can in a conventional oven for a minimum of 3 hours at a temperature of 105°-150°C (225°-300°F). The color will change back to orange. **Warning: Never place metal in a microwave oven! After recharging, allow the hot metal can to cool before use.** *Best results will occur if the can is covered by a glass during the cooling period.*



Zephyr by Dry & Store® is protected by U.S. Patents D536,491 and 5,852,879.

Ear Technology Corporation
P.O. Box 1017
Johnson City, TN 37605-1017
USA
info@dryandstore.com
www.dryandstore.com