

1

**Activate the Dry-Brik®** by removing the foil cover. Do not remove the foil cover until you are ready to use the Dry-Brik. Once the foil cover is removed, the Dry-Brik will begin adsorbing moisture.



2

**Write the date** that this Dry-Brik is placed in service.

Write the  
date here.



3

**Replace the Dry-Brik after 2 months.** Dispose of the old one in household refuse.

3



### Why use the Dry-Brik desiccant?

The Dry-Brik contained in the Dry & Store® family of products has two important functions: (1) to permanently remove the moisture molecules that are released from the devices during the warm drying cycle, and (2) to drive the relative humidity inside the box to a much lower level than is possible with just a heater, thus maximizing the drying capability.

It's important to change the Dry-Brik every two months in order to ensure that it has enough adsorptive capacity to capture the moisture released from your hearing instruments. Without a proper desiccant in place, the released moisture can just settle back on and in those instruments at the end of the 8-hour cycle.

Instrucciones de Funcionamiento  
Instructions d'Utilisation  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
操作説明書・使用説明書

---

## Español

1. Active el Dry-Brik® extrayendo la tapa de papel de aluminio. No retire la tapa de papel hasta que esté listo para utilizar el Dry-Brik. Una vez la tapa de papel en aluminio es retirada, el Dry-Brik comienza absorber humedad.
2. Escriba la fecha en que se pone en servicio este Dry-Brik.
3. Sustituya el Dry-Brik una vez transcurridos 2 meses. Deseche el antiguo en la basura del hogar.

---

## Français

1. Activer le Dry-Brik® en retirant la feuille de protection en papier aluminium. Ne pas retirer la feuille de protection avant d'être prêt à utiliser car une fois le reuille enlevée, le Dry-Brik commence à adsorber l'humidité.
2. Inscrive la date de première utilisation de ce Dry-Brik.
3. Remplacer le Dry-Brik après 2 mois. Éliminer l'ancien avec les déchets ménagers.

---

## Dutch

1. Activeer de Dry-Brik® door de folie-afdekking te verwijderen. Verwijder de folie niet tot u klaar bent om de Dry-Brik te gebruiken. Zodra de afdekfolie is verwijderd, zal de Dry-Brik direct beginnen met het absorberen van vocht.
2. Schrijf de datum op waarop deze Dry-Brik in gebruik genomen is.
3. Vervang de Dry-Brik na 2 maanden. Voer de oude af bij het huishoudelijk afval.

---

## Deutsch

1. Aktivieren Sie den Dry-Brik®, indem Sie die Folie entfernen. Entfernen Sie die Folie erst, wenn Sie bereit sind, den Dry-Brik einzusetzen. Sobald die Folie entfernt wurde, beginnt der Dry-Brik Feuchtigkeit aufzunehmen.
2. Schreiben Sie das Datum auf, an dem der Dry-Brik in Betrieb genommen wird.
3. Tauschen Sie den Dry-Brik nach 2 Monaten aus. Entsorgen Sie den alten als Hausmüll.

---

## Chinese

1. 取下鋁箔蓋，啟動Dry-Brik®。在準備使 Dry-Brik 之前，切勿取下鋁箔蓋。一旦取下鋁箔蓋，Dry-Brik就會開始吸收潮氣。
2. 記下Dry-Brik啟用的日期。
3. 2個月之後更換Dry-Brik。將舊的器械丟棄在家庭垃圾箱中。

---

## Japanese

1. フォイルカバーを外して Dry-Brik® を作動します。Dry-Brik の使用準備が完了するまでフォイルカバーを外さないでください。フォイルカバーを外すと、Dry-Brik が水分の吸収を開始します。
2. 本 Dry-Brik の使用開始日を書きます。
3. 2ヶ月後に Dry-Brik を交換します。家庭ごみ箱に古いものを廃棄します。