

## Bedienungsanleitung

### BITTE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN

#### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt dient nur zur Verwendung im Haushalt. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten insbesondere in der Anwesenheit von Kindern grundlegende Sicherheitshinweise beachtet werden, u. a.:

**GEFAHR** – Um das Risiko eines Todesfalls durch Stromschlag zu verringern:

- Nicht beim Baden verwenden.
- Produkt nicht an einem Ort aufstellen oder lagern, wo es in eine Spüle oder Badewanne fallen könnte.
- Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder fallen lassen.
- Bei Kontakt mit Wasser, den DryMax nicht berühren sondern sofort den Stecker ziehen.

**WARNUNG** – Um das Risiko von Verbrennungen, Tod durch Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu verringern:

- Halten Sie das Gerät ausser Reichweite von Kindern.
- Dieses Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in dieser Anleitung beschrieben, verwenden.
- Dieses Produkt niemals betreiben, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät sofort zu Ihrem Fachhändler.
- Den DryMax niemals auf weichen und entflammaren Unterlagen betreiben. Alle Luftöffnungen sollten frei von Fusseln, Haaren und anderen Materialien sein.
- Nicht im Freien oder an Orten, in denen Aerosol-Produkte (Sprays) oder Sauerstoff verabreicht wird, verwenden.
- Der Netzstecker, der im Lieferumfang des Produkts enthalten ist, wurde speziell für dieses Produkt hergestellt. Netzstecker nicht mit einem anderen Gerät verwenden und keinen Netzstecker eines anderen Elektrogerätes verwenden.
- Nur DryMax-UV: Die Lampe leuchtet nur bei geschlossenem Deckel auf. Um die Exposition gegenüber UV-C-Licht zu vermeiden. Keine Komponenten modifizieren, um diese Sicherheitsfunktion zu überbrücken. Nicht direkt in die UV-C-Lampe blicken, wenn diese aufleuchtet. Wenn die Lampe zerspringt, das Gerät sofort ausstecken. Gerät erst nach der Reparatur durch ein autorisiertes Servicecenter wieder verwenden. Beim Kontakt mit Glasteilchen Handschuhe tragen.

**HINWEIS: Dieses Produkt eignet sich nicht zur Diagnose, Prävention, Überwachung, Behandlung oder Linderung einer Krankheit.**

#### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Betriebstemperatur dieses Geräts liegt zwischen 95 und 104 °F (35 und 40 °C). Dieses Gerät funktioniert ordnungsgemäß bei einer Raumtemperatur von 65 bis 86 °F (18 bis 30 °C).

#### BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

##### Einleitung

Dieses Produkt wurde für alle Arten von Hörgeräten entwickelt, einschließlich Hörhilfen, Geräuschmasker, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Verstärker und implantierte Produkte. Bei taglicher Verwendung kann es dazu beitragen, dass die meisten Hörinstrumente besser klingen, länger leben und zuverlässiger funktionieren. Die exklusive Dry & Store-Technologie beseitigt schädliche Feuchtigkeit, trocknet Ohrenschmalz, fängt Gerüche ein und kann unter Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit auch die Lebensdauer der Zink-Luft-Batterie verlängern. Zudem verbessert das Modell DryMax-UV den Komfort, da es Bakterien abtötet, die bei Benutzern von Hörgeräten als häufigste Ursache für Hautreizungen gelten.

##### Vor der ersten Verwendung (wichtig)

- 1. Aktivieren Sie das Trocknungsmittel:** Im Lieferumfang ist einbarer Dry-Brik® Mini enthalten, der jeden Monat getauscht werden sollte. Der Dry-Brik erfüllt drei wichtige Funktionen: (1) Er entfernt dauerhaft die Feuchtigkeitsmoleküle, die während des Trocknungszyklus von den Geräten freigesetzt werden, (2) er verringert die relative Feuchte innerhalb der Box viel stärker als es mit einem Heizelement möglich wäre und maximiert daher die Trocknungsfähigkeit und (3) er fängt Gerüche ein.

Zur Aktivierung des Dry-Brik Mini, die Folie abziehen. Die Folie jedoch erst dann abziehen, wenn Sie den Dry-Brik verwenden möchten. Sobald die Folie entfernt wurde, beginnt der DryBrik mit der Absorption von Feuchtigkeit.

- 2. Notieren Sie sich das Aktivierungsdatum:** Zur Erinnerung an den Tauschzeitpunkt liegt jedem Dry-Brik eine Karte bei. Notieren Sie dort das Datum, an dem der Dry-Brik in Betrieb genommen wurde.

**HINWEIS: Zur Sicherstellung der maximalen Leistung, den Dry-Brik Mini jeden Monat tauschen.**

- 3. Legen Sie den aktivierten DryBrik Mini** in Ihr Gerät ein (siehe Abb. 3).

- 4. Schließen Sie den Netzstecker an:** Der Mikro-USB-Stecker passt in die Öffnung an der Geräterückseite. (Keine Kraft ausüben.) Der Stecker sollte leicht einzusetzen sein. Dann den Netzstecker in eine Steckdose stecken.




## Gebrauchsanweisungen

1. Bevor Sie Ihre Hörhilfen in die Trockenkammer legen, überschüssige Feuchtigkeit und Ohrenschmalz entfernen.

Sie können so viele Teile in die Trockenkammer legen, wie sie Platz haben. Es sollten jedoch nicht zu viele darin liegen, damit der Luftstrom ungehindert fließen kann.

Sie können die Batterien in den Geräten lassen. Öffnen Sie aber das Batteriefach, damit die Luft zirkulieren kann.

2. Schließen Sie den Deckel und tippen Sie leicht auf die Starttaste. Diese befindet sich rechts oben am Gerät. (Abb. 5).



Oberhalb der Starttaste leuchtet ein grüner Punkt auf. Der DryMax schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.

Die besten Ergebnisse werden nach einem kompletten 8-stündigen Zyklus erreicht. Ein Durchgang mit 30 Minuten zeigt jedoch auch schon positive Wirkung.

3. Für die optimale Wartung Ihrer Hörgeräte ist es wichtig, dass sie den Dry-Brik Mini nach einem Monat ab dem Aktivierungsdatum tauschen. Entsorgen Sie den alten Dry-Brik Mini in zu Hausmüll.

## UV-C-Desinfektionszyklus\*

(nur Modell DryMax-UV)

Wenn Ihr Gerät über eine UV-C-Desinfektionslampe (Modell DryMax-UV) verfügt, leuchtet nach Inbetriebnahme des Geräts 1,5 Minuten lang ein blaues Licht auf. Dieses zeigt an, dass der Desinfektionszyklus gestartet wurde.

**HINWEIS: Wird der Deckel geöffnet, stoppt der Betrieb und der Timer wird zurückgesetzt.**

Die Lampe im DryMax-UV tötet durch Abgabe von UV-C-Licht bei einer keimtötenden Wellenlänge (254 nm) Keime, Bakterien und Schimmelpilze ab. Aufgrund dessen werden viele Benutzer weniger Jucken oder Reizungen verspüren. Dieses Gerät dient jedoch nicht zur Sterilisation. Der Hersteller gibt keine Zusicherungen ab, inwieweit Bakterien tatsächlich abgetötet werden. Dieses Gerät eignet sich nicht zur Diagnose, Prävention, Überwachung, Behandlung oder Linderung einer Krankheit. Die UV-C-Lampe wirkt sich nicht auf den Erhitzungs-/Trocknungszyklus aus.

## Verwendung mit implantierten Produkten

Implantierte Teile müssen für eine ordnungsgemäße Funktion stets trocken sein. Die regelmäßige Verwendung dieses Geräts beseitigt die Feuchtigkeit, die sich aufgrund der Umgebung und/oder Ausdünstung ansammelt. Lassen Sie Zink-Luft-Batterien im Prozessor (sofern zutreffend), aber nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab. Legen Sie den Prozessor, das Kopfteil und das Kabel in die Trockenkammer.

Bei zwei Implantaten kann der DryBrik Mini zwischen den beiden positioniert werden, um die Magnete voneinander zu trennen.

## Allgemeine Produktpflege

Für beste Ergebnisse sollte dieses Gerät nicht an Orten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, z. B. dem Badezimmer, betrieben werden. Lassen Sie den Deckel stets geschlossen, da sich die Effektivität des Dry-Brik Mini aufgrund der Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft ansonsten verringert. Mit einem weichen Tuch reinigen. Niemals starke Reinigungsmittel oder scheuernde Mittel verwenden. Keine Flüssigkeit auf das Container-Element und die UV-Lampe sprühen.

## Tipps zur Problembehebung

- *Wenn nach dem Drücken der Starttaste keine Lichter aufleuchten:* Wurde der Deckel komplett geschlossen und die Starttaste gedrückt? Wenn ja, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest am Gerät und in der Steckdose sitzt und die Steckdose nicht über einen Wandschalter gesteuert wird, der sich in der Aus-Position befindet. Probieren Sie ansonsten einen anderen Netzstecker aus (erhältlich bei Ihrem Händler oder unter [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Ersetzen Sie den Netzstecker durch einen anderen Netzstecker des Herstellers. Wenn das Gerät nicht startet, ist vielleicht die interne Elektronik daran schuld. Retournieren Sie das Gerät zur Überprüfung an Ihren Händler oder ein Servicecenter.
- *Wenn das Gerät laut ist:* Geräuschprobleme haben meistens mit dem Lüfter zu tun. Geräusche erzeugen im Gerät Schwingungen. Daher ist trotz des hochqualitativen Kugellager-Lüfters, der in diesem Produkt verwendet wurde, mit einer gewissen Geräuschentwicklung zu rechnen. Wenn die Geräuschintensität oder Frequenz variiert, retournieren Sie das Produkt zur Überprüfung an Ihren Händler oder ein Servicecenter.
- *Wenn das Gerät nicht richtig trocknet:* Wurde der Dry-Brik Mini regelmäßig getauscht? Es ist wichtig, ihn jeden Monat gemäß den Anweisungen zu tauschen. Da das Gerät etwas mehr als die Körpertemperatur erreicht, sollte sich der Deckel innerhalb von 30 Minuten nach der Inbetriebnahme auf Ihrer Handfläche warm anfühlen. Kontrollieren Sie auch die Lüfterbewegung. Hören Sie hierfür genau hin oder drücken Sie Ihre Hand auf den Deckel, um eine sehr leichte Vibration zu spüren.
- *Wenn kein blaues Licht zu sehen ist (nur Modell DryMax-UV):* Die UV-C-Lampe leuchtet sofort auf, nachdem die Starttaste auf dem Deckel des DryMax-UV gedrückt wurde, und bleibt nur 90 Sekunden lang an. Damit die Lampe funktioniert, muss der Deckel komplett geschlossen sein. Die Lampe geht aus, wenn der Deckel geöffnet wird. Die Lampenfunktion wirkt sich nicht auf die Temperatur oder die Dauer des 8-stündigen Trocknungszyklus aus. Wenn das blaue Licht nicht sichtbar ist, muss das Gerät gewartet werden.

**Wenn Sie das Problem mithilfe der Tipps zur Problembehebung nicht lösen konnten, kontaktieren Sie uns bezüglich eines Service:**

[www.dryandstore.com/help](http://www.dryandstore.com/help)

Außerhalb von Nordamerika wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Servicecenter.

Neem buiten Noord-Amerika contact op met de leverancier of een servicecentrum voor evaluatie.

\* Some models do not have a germicidal lamp. If this is the case with your device, please do not heed the instructions or the instructions for UND germicidal, UNDBlaues Licht, UNDUltravioletti, UNDUV1, UNDUV-C1 or UNDLampe1.