

Instrucciones de uso

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Este producto es para uso doméstico. Cuando utilice productos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar siempre las precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:

- No utilice el producto mientras se esté bañando.
- No coloque o guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse o ser tirado a una bañera o lavabo.
- No lo meta ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No coja el dispositivo si se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Supervise atentamente el uso del producto por parte de, sobre o en las proximidades de niños o personas discapacitadas.
- Utilice este producto únicamente para su uso previsto tal como se describe en el presente manual.
- Nunca utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o ha sufrido daños o si ha sido sumergido en agua. Devuélvalo al lugar de compra o al centro de servicio para que lo examinen y reparen.
- Nunca coloque el producto sobre una superficie blanda, como una cama. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusa, pelos, etc.
- No utilice el dispositivo en el exterior ni en lugares donde se vayan a utilizar aerosoles (sprays) o a administrar oxígeno.
- El adaptador de corriente CA proporcionado con la unidad ha sido fabricado específicamente para este producto. No lo utilice con ningún otro aparato ni utilice un adaptador de otro dispositivo eléctrico con el producto.
- Solo para DryMax-UV: La lámpara solo se enciende con la tapa cerrada con el fin de evitar la exposición a la luz UV-C. No modifique ninguno de los componentes ni desactive esta característica de seguridad. No mire directamente a la lámpara UV-C cuando esté encendida. Si ésta se rompe, desenchufe inmediatamente el aparato. No vuelva a utilizarlo hasta que haya sido reparado en un centro de servicio autorizado. Póngase guantes si va a entrar en contacto con partículas de vidrio. Deshágase de ellas adecuadamente.

NOTA: Este producto no está diseñado para diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar enfermedades.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

La temperatura de funcionamiento del aparato es de entre 95 °F y 104 °F (35 °C - 40 °C). El aparato funcionará adecuadamente a temperaturas ambientales interiores de 65 °F a 86 °F (18 °C - 30 °C).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Este producto ha sido diseñado para todo tipo de aparatos auditivos, incluyendo audífonos, enmascaradores de acúfenos, monitores de oído, tapones, amplificadores e implantes. Si se utiliza todos los días, puede hacer que la mayoría de los aparatos auditivos suenen mejor, duren más y funcionen de una forma más fiable. La tecnología exclusiva de Dry & Store elimina la humedad perjudicial, seca el cerumen, captura los olores y, en condiciones de alta humedad, incluso puede prolongar la vida de las baterías de zinc-aire. Además, el modelo DryMax-UV proporciona una mayor comodidad al eliminar las bacterias, que son la causa más común de las irritaciones de la piel en usuarios de aparatos auditivos.

Antes del primer uso (importante)

1. Active el desecante: Se incluye una pastilla desechable “Dry-Brik® Mini”, que debe ser cambiada todos los meses. La pastilla Dry-Brik se encarga de tres funciones importantes: (1) eliminar de forma permanente las moléculas de humedad que liberan los aparatos durante el ciclo de secado, (2) conseguir que la humedad relativa en el interior de la caja sea mucho menor de la alcanzada solo con un calentador, maximizando la capacidad de secado, y (3) capturar olores.

Para activar la pastilla Dry-Brik Mini, retire el recubrimiento protector. No lo retire hasta que esté listo para utilizar la pastilla Dry-Brik, ya que una vez retirado ésta empezará a absorber humedad.

2. Tome nota de la fecha de activación.


Para que sepa cuándo es el momento de cambiarla, cada pastilla Dry-Brik viene con una tarjeta. Escriba en la tarjeta la fecha en la que se ha empezado a utilizar la pastilla Dry-Brik.




NOTA: Para garantizar el desempeño óptimo, cambie la pastilla Dry-Brik Mini todos los meses.



3. Coloque la pastilla Dry-Brik Mini en la unidad, tal como se muestra en la Imagen 3.



4. Conecte el adaptador de corriente CA: la toma micro USB se enchufa en la parte trasera de la unidad. No lo fuerce, debería entrar con facilidad. Por último, enchufe el adaptador de corriente CA en una toma eléctrica.



* Algunos modelos no contienen lámpara germicida. Si es el caso de su aparato, ignore aquellas instrucciones o comentarios que hagan referencia a “germicida”, “luz azul”, “ultravioleta”, “UV”, “UV-C” o “lámpara”

Instrucciones de uso

1. Elimine el exceso de humedad y cerumen de su aparato audífono antes de meterlo en la cámara de secado.

Puede meter tantos componentes como quiera en el compartimento de secado, siempre que quepan y que permitan un flujo de aire libre de obstáculos.

Puede dejar puestas las baterías, pero abra la tapa del compartimento de las baterías para permitir la circulación de aire.

2. Cierre la tapa y pulse suavemente el botón de encendido ubicado en la parte superior derecha de la unidad. (Imagen 5).



Se iluminará un punto verde encima del botón de encendido. DryMax se apaga automáticamente al cabo de 8 horas.

Se obtienen mejores resultados si se completa un ciclo de 8 horas, pero también periodos cortos de 30 minutos produce beneficios.

3. Es importante cambiar la pastilla Dry-Brik Mini pasado un mes desde la fecha de activación con el fin de garantizar el máximo nivel de cuidado para sus aparatos auditivos. Tire la pastilla Dry-Brik Mini gastada con los residuos domésticos.

Ciclo de desinfección UV-C*

(Solo para el modelo DryMax-UV)

Si su modelo cuenta con una lámpara desinfectante UV-C (modelo DryMax-UV), después de encender la unidad se iluminará una luz azul durante un minuto y medio, lo cual indica que el ciclo desinfectante está en marcha.

NOTA: Al abrir la tapa todas las operaciones se detienen y se reinicia el temporizador.

La lámpara del DryMax-UV elimina los gérmenes, las bacterias y el moho emitiendo luz UV-C a la longitud de onda germicida máxima (254 nm). Por esto, muchos usuarios experimentarán una reducción del picor y la irritación en la piel. Sin embargo, este aparato no es un esterilizador y su fabricante no garantiza el grado de eliminación de las bacterias. La unidad no está diseñada para diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar enfermedades. La lámpara UV-C no afecta al ciclo de calentamiento/secado.

Uso con implantes

Los implantes deben mantenerse secos para funcionar correctamente, y un uso habitual de este aparato elimina la humedad que se acumula procedente del entorno y/o la transpiración. Deje las baterías de zinc-aire en el procesador, si corresponde, pero quite la tapa del compartimento de las baterías. Coloque el procesador, el cabezal y el cable en el compartimento de secado.

Si va a secar dos implantes, puede colocar la pastilla Dry-Brik Mini entre los dos para separar los imanes.

Cuidado general del producto

Para obtener óptimos resultados, no utilice el aparato en lugares con mucha humedad, como el cuarto de baño. Mantenga la tapa cerrada en todo momento, ya que la eficacia de la pastilla Dry-Brik Mini se vería reducida por la absorción de la humedad en el ambiente. Limpie la unidad con un trapo suave. Nunca utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos. No rocíe ningún líquido sobre la bandeja ni sobre la lámpara UV.

Consejos para la resolución de problemas

- *Si no se ilumina ninguna luz después de pulsar el botón de encendido:* ¿Está totalmente cerrada la tapa y se ha pulsado el botón de encendido? Si es así, compruebe que el adaptador de corriente CA está bien conectado al aparato y a la toma de corriente, y que la toma de corriente no está controlada por un interruptor de pared apagado. A continuación, pruebe otro adaptador de corriente CA (puede adquirirlo en su lugar de compra o en www.dryandstore.com). Utilice únicamente adaptadores suministrados por el fabricante. Si la unidad sigue sin encenderse es posible que los componentes electrónicos internos estén defectuosos. En ese caso, devuélvala al lugar de compra o centro de servicio para que la revisen.
- *Si la unidad hace ruido:* Los problemas de ruido suelen tener relación con el ventilador. El sonido resuena en el interior de la unidad, por lo que es normal que se produzca un poco de ruido, incluso procedente del ventilador con rodamiento de bolas de alta calidad utilizado en este producto. Si el ruido procedente del ventilador cambia de intensidad o frecuencia, devuelva la unidad al lugar de compra o al centro de servicio para que la revisen.
- *Si la unidad no seca adecuadamente:* ¿Ha cambiado con regularidad la pastilla Dry-Brik Mini? Es importante cambiarla todos los meses siguiendo las instrucciones. Como el aparato funciona a una temperatura ligeramente superior a la corporal, al poner la palma de la mano sobre la tapa 30 minutos después de encenderlo, debería notarla caliente. Compruebe también el movimiento del ventilador escuchando atentamente o poniendo la mano sobre la tapa para percibir una ligera vibración.
- *Si no se ilumina la luz azul (solo para el modelo DryMax-UV):* Nota: La lámpara UV-C se ilumina inmediatamente después de pulsar el botón de inicio de la tapa de la unidad DryMax-UV y permanece encendida durante 90 segundos. La tapa debe estar bien cerrada para que la lámpara funcione, y ésta se apaga al abrir la tapa. El funcionamiento de la lámpara no afecta a la temperatura o a la duración del ciclo de secado de 8 horas. Si no se ilumina la luz azul, tendrá que mandar la unidad a reparar.

Póngase en contacto con nuestro servicio técnico si estos consejos prácticos no logran resolver el problema:

www.dryandstore.com/help

* Algunos modelos no contienen lámpara germicida. Si es el caso de su aparato, ignore aquellas instrucciones o comentarios que hagan referencia a “germicida”, “luz azul”, “ultravioleta”, “UV”, “UV-C” o “lámpara”